СОГЛАСОВАНО

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ чл.-корр. РАН,

чл.-корр. РАН, д-р мед. наук, проф

И.А. Дятлов

«07» декабря 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПК «Альфа»

000 НПК =Альфа»

> С.А. Панарин «07» декабря 2015 г

ИНСТРУКЦИЯ № 025/2015 по применению дезинфицирующего средства «ФОРИМИКС-МИД», ООО Научно – производственная компания «Альфа», Россия

Инструкция

по применению дезинфицирующего средства «ФОРИМИКС-МИД», ООО Научно – производственная компания «Альфа».

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий», ФБУН ГНЦ ПМБ, ООО «НПК «Альфа».

Авторы: А.Г. Афиногенова, Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий»), Потапов В.Д. (ФБУН ГНЦ ПМБ), С.С. Симонян (ООО НПК «Альфа»).

Инструкция предназначена для организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Инструкция разработана и действует взамен инструкции № 025/2010 от 15.07.2010г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Описание средства.

Средство «ФОРИМИКС-МИД» представляет собой прозрачную жидкость с цветом от бесцветного до желтого и запахом отдушки. В качестве действующего вещества содержит поли (гексаметиленбигуанид) гидрохлорид (ПГМГ) – 2%, N,N-дидецил-N-метил-поли (оксиэтил) аммоний пропионат (ЧАС) – 10.5%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 5%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10%, кроме того в состав средства входят стабилизаторы, комплексообразующая, щелочная добавка, комплекс неионогенных ПАВ, отдушка, вода. pH средства 8.0 ± 0.5 .

Средство выпускается в полимерных флаконах 200, 500, 1000 см³ с плотно закрывающимися колпачками, в полимерных канистрах с плотно завинчивающимися крышками вместимостью 5, 10, 20, 40 дм³, в бочках полимерных вместимостью 50, 100, 200 дм³.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя – 3 года.

Срок годности рабочих растворов — 14 суток при условии их хранения в закрытой стеклянной, пластмассовой или эмалированной (без повреждения эмали) емкости при комнатной температуре в местах, защищенных от прямых солнечных лучей. Рабочие растворы могут использоваться многократно в соответствии со специализированными рекомендациями, приведенными в настоящей инструкции.

Средство сохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаивания.

Рабочие растворы средства, при использовании в соответствии рекомендациями настоящей инструкции, обладают дезодорирующими свойствами, а также высоким моющим действием при малом пенообразовании, не оказывают коррозирующего действия, не повреждают изделия медицинского назначения из металлов и других конструкционных материалов.

Средство несовместимо с мылами, стиральными порошками (СМС) и анионными поверхностно-активными веществами.

1.2. Биологическая активность.

Рабочие растворы средства обладают бактерицидными (в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ), включая современные госпитальные (клинические) штаммы, туберкулоцидными (тестировано на Mycobacterium terrae, Mycobacterium tuberculosis), вирулицидными (ВИЧ, Гепатит Б, полиомиелит) и фунгицидными (Кандида, Трихофитон) свойствами. Растворы средства также активны в отношении плесени.

Рабочие растворы обладают пролонгированным действием.

1.3. Токсикологические показатели.

Средство «ФОРИМИКС-МИД».

По параметрам острой токсичности согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76 (DL_{50} при введении в желудок) концентрированное средство относится к 3 классу умеренно опасных веществ и к малоопасным веществам 4 класса по величине DL_{50} при нанесении на кожу и

в виде паров при ингаляционном воздействии; при парентеральном введении относится к 4 классу мало токсичных веществ согласно классификации К.К.Сидорова, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное — на слизистые оболочки глаз, не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы средства «ФОРИМИКС-МИД».

При однократном воздействии на кожу рабочие растворы не оказывают местного раздражающего действия; при многократных воздействиях вызывают сухость кожи, при использовании способом орошения вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

Обработку любых объектов способами погружения и замачивания в помещениях растворами средства можно проводить в присутствии пациентов.

ПДК в воздухе рабочей зоны $ЧАС - 1 \text{ мг/м}^3$, аэрозоль, 2 класс опасности, необходима защита кожи и глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны ПГМГ – 2 мг/м 3 , аэрозоль, 2 класс опасности, необходима зашита кожи и глаз.

1.4. Сфера и способ применения.

«ФОРИМИКС-МИД» лечебно-Средство предназначено ДЛЯ применения профилактических учреждениях (ЛПУ: больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, дома для инвалидов и престарелых, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, диспансеры, госпитали, стоматологические кабинеты, родильные стационары (включая отделения неонатологии, палаты новорожденных), центры по трансплантации органов, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи); в клинических, микробиологических, патологоанатомических, иммунологических, диагностических и др. лабораториях, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности; в инфекционных очагах, на коммунально-бытовых объектах (гостиницы, общежития, бани, сауны, клубы, бассейны, аквапарки, парикмахерские, салоны красоты и т.д.); в спортивных и административных учреждениях; предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, в учреждениях социального обеспечения, хосписах, отделениях и учреждениях паллиативного ухода, отделениях сестринского ухода, домах-интернатах для престарелых, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, учреждениях социальной защиты населения, санаториях, профилакториях, пансионатах, домах отдыха, в детских учреждениях, в пенитенциарных учреждениях; на санитарном транспорте; населением в быту.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем прибавления концентрата «ФОРИМИКС-МИД» к питьевой воде в соответствии со схемой, представленной в **таблице 1**.

Таблица 1. Схема приготовления рабочих растворов препарата «ФОРИМИКС-МИД».

			Количества концентрата «ФОРИМИКС-МИД» и во-								
Концен	нтрация		ды (мл),	ды (мл), необходимые для приготовления рабочего							
рабочего р	аствора, %	0		раствора объемом:							
			1 лит	гр	5 литров 10 литрог			ООВ			
TO THOUSE OF !!	по ДВ		040 A TOTTO	2020	040 A H OFF D O	2070	242 A T 255 A	D070			
по препарату	ПГМГ	ЧАС	средство	вода	средство	вода	средство	вода			
0.25	0.005 0.064		2.5	997.5	12.5	4987.5	25	9975			
0.50	0.01	0.128	5.0	995.0	25.0	4975.0	50	9950			
1.0	0.02	0.256	10.0	990.0	50.0	4950.0	100	9900			
2.0	0.04 0.512		20.0	980.0	100.0	4900.0	200	9800			
3.0	0.06	0.768	30.0	970.0	150.0	4850.0	300	9700			

2.2. Емкости с рабочими растворами средства должны быть снабжены крышками, иметь четкие надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

3.1. Обрабатываемые объекты.

- **3.1.1.** Рабочие растворы и концентрированное средство «ФОРИМИКС-МИД» предназначены для обеззараживания (дезинфекции, мойки, в т.ч. и дезодорации) способами протирания, орошения, погружения (замачивания):
- поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой и мягкой мебели;
- медицинского оборудования (деликатных аппаратов и приборов в т.ч. кувезы, наркознодыхательная аппаратура, анестезиологическое оборудование и др.);
- холодильных камер, холодильных установок и холодильных помещений на предприятиях и в учреждениях любого профиля;
- при проведении генеральных уборок, в т.ч. и направленных на борьбу с плесенью;
- систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- санитарно-технического оборудования (в т.ч. фаянсовых, чугунных и акриловых ванн лечебных, грязевых, минеральных, гидромассажных и пр., и акриловых душевых кабин);
- уборочного инвентаря;
- предметов ухода за больными, а также прочих вспомогательных предметов, используемых в текущей работе ЛПУ (средств личной гигиены, резиновых и полипропиленовых ковриков, клеенчатых подстилок);
- белья, обуви из резин и других полимерных материалов, игрушек, спортивного инвентаря;
- посуды столовой;
- посуды лабораторной;
- стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов;
- отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц;
- медицинских отходов (в том числе, ИМН однократного применения, перевязочного материала, одноразового постельного и нательного белья перед утилизацией в ЛПУ) (классы Б, В) перед их утилизацией, а также многоразовых сборников отходов ЛПУ;
- биологических жидкостей (в т.ч. и отдельно собранных), включая кровь, мочу, фекалии, мокроту, эндотрахиальный аспират, рвотные массы, спинномозговую жидкость, интраоперационный материал, дренажный материал, патологоанатомические отходы (ткани, органы и т.п.):
- санитарного транспорта, а также транспорта для перевозки пищевых продуктов;
- систем мусороудаления жилых, административных и общественных зданий, включая мусоросборочное оборудование, мусоровозы, мусорные баки, мусорные контейнеры, мусоросборники, мусоропроводы и т.д.

График обеззараживания поверхностей помещений, оборудования, инвентаря и прочих вспомогательных объектов в ЛПУ с использованием средства «ФОРИМИКС-МИД» устанавливают в соответствии с действующими Санитарными нормами и Правилами.

Средство «ФОРИМИКС-МИД» также предназначено для:

- предварительной, окончательной (перед ДВУ) и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты) ручным способом;
- для предварительной, окончательной (перед ДВУ) и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом;
- для окончательной (перед ДВУ) и предстерилизационной очистки хирургических и сто-

матологических инструментов механизированным (с применением ультразвука) способом;

- для окончательной (перед ДВУ) и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним механизированным (в т.ч. и с применением ультразвука) способом;
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (или окончательной) очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты) ручным способом;
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (или окончательной) очисткой, эндоскопов и инструментов к ним ручным способом;
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (или окончательной) очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты) механизированным способом;
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (или окончательной) очисткой, эндоскопов и инструментов к ним механизированным способом;
- **3.1.2. Концентрированное средство** (без разведения) «ФОРИМИКС-МИД» применяют только для дезинфекции жидких отходов (биологических жидкостей, отработанных растворов дезинфектантов, применяемых для очистки, не совмещенной с дезинфекцией). Режимы дезинфекции и очистки различных объектов представлены в **таблицах 2-15**.

3.2. Методология обработки.

Различные объекты обрабатываются способами протирания, орошения или погружения с использованием рабочих растворов средства «ФОРИМИКС-МИД».

3.3. Применение, сроки годности и кратность применения рабочих растворов средства «ФОРИМИКС-МИД».

Рабочие растворы средства «ФОРИМИКС-МИД», применяющиеся для целей дезинфекции способами протирания и орошения используют *однократно*.

Рабочие растворы средства, применяемые для целей *предварительной очистки*, *не совме- шенной с дезинфекцией*, *инфицированных изделий*, *подвергаемых дальнейшему обеззараживанию*, используют с соблюдением правил безопасного обращения с инфицированными объектами, многократно, для проведения очисток в течение 1 суток, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить!

Рабочие растворы средства, применяемые для целей *предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией в один этап*, а также *предварительной дезинфекции, не совмещенной с очисткой*, предметов, прошедших этап предварительной очистки, а также «эстетически чистых» предметов, не имеющих видимых загрязнений, используют многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить!

Рабочие растворы средства, применяемые для целей *предстверилизационной очистки*, *не совмещенной с дезинфекцией*, применяемой для терминальной очистки, предварительно продезинфицированных объектов используют многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить!

Рабочие растворы средства, применяемые для целей *предварительной дезинфекции*, *не совмещенной с предстерилизационной очисткой в один этап*, предметов прошедших этап предварительной очистки, а также «эстетически чистых» предметов простой конструкции, не имеющих видимых загрязнений, используют многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился.

Рабочие растворы средства, применяемые для целей *терминальной дезинфекции промежуточного уровня* объектов, не подвергающихся последующей дезинфекции высокого уровня или стерилизации, используют однократно!

ВНИМАНИЕ!

РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ СРЕДСТВА «ФОРИМИКС-МИД» НЕ ОБЛАДАЮТ СПОПРО-ЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ! А ИМЕННО ОБЛАДАЮТ ОГРАНИЧЕННОЙ БИОЦИД-НОЙ АКТИВНОСТЬЮ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТНОГО ЗАРАЖЕНИЯ РАСТВОРЫ СРЕДСТВА «ФОРИМИКС-МИД», ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕК-ЦИИ ПОЛУКРИТИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ, ИСПОЛЬЗУЮТ ОДНОКРАТНО!

3.4. Особенности обработки различных объектов.

3.4.1. *Поверхности в помещениях* - пол, стены, окна, двери, мебель, аппараты и приборы и прочее оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают с использованием специальных устройств, предназначенных для распыления дезинфектантов. По окончании дезинфекции помещение проветривают.

Норма расхода раствора средства «ФОРИМИКС-МИД» при обработке поверхностей способом протирания составляет $100~\text{мл/м}^2$ поверхности; способом орошения проводится с применением средств индивидуальной защиты (см. п.4.4. настоящей инструкции) из расчета 300мл/м^2 поверхности (гидропульт, автомакс), $150~\text{мл/м}^2$ поверхности (распылитель типа «Квазар»).

ВНИМАНИЕ! Объекты, пораженные плесенью, обычно представляют собой пористые поверхности, требующие, предварительной механической очистки, проводимой непосредственно перед дезинфекционной обработкой. После проведения механической очистки, зараженные объекты, пораженные плесенью, обрабатывают способом орошения или протирания. Режимы обеззараживания различных объектов представлены в таблице 7 (режимы проведения генеральных уборок, направленных на борьбу с плесенью).

ВНИМАНИЕ! Поверхности, содержащие малые (загрязненные) или большие (разливы) количества биологических жидкостей являются эпидемиологически значимыми и требуют специальной методологии очистки и обеззараживания!

Режимы обеззараживания поверхностей представлены в таблицах 2-6.

Режимы, приведенные в **таблице** 6, используют при выявлении в стационаре (отделении) возбудителя внутрибольничной инфекции.

Поверхности, загрязненные биологическими жидкостями.

<u>Поверхности, содержащие малые количества БЖ.</u> Например, объекты, на которых присутствуют, заметные не вооруженным взглядом органические загрязнители — капли, брызги, биологических жидкостей (кровь, слюна, мокрота, моча и прочие секреты).

Удаление малых количеств биологических жидкостей (в т.ч. и засохиих) с поверхностей в помещениях проводят методом двукратной последовательной (без временного интервала) дезинфекции с использованием рабочих растворов средства «ФОРИМИКС-МИД» в концентрациях, рекомендованных для обработки поверхностей.

Методология обработки.

а. Покройте дезинфицирующим средством поверхность разлива. Всегда соблюдайте технику безопасности - предотвращайте образование брызг или всплесков биологических жидкостей при заливке/смешивании раствора дезинфектанта с пролитием.

При использовании распылителя всегда старайтесь разбрызгивать раствор как можно ближе к обрабатываемой поверхности, чтобы минимизировать расплескивание жидкости и образование аэрозолей.

Наносите дезинфектант от внешних краев пролития к центру загрязнения.

- **б.** Дайте дезинфектанту впитаться в пролитие в течение времени экспозиции (**таблицы 2-6**).
- в. Удалите продезинфицированную биологическую жидкость с помощью ткани, пропитанной раствором соответствующего дезинфицирующего средства. Возможно также удаление загрязнений с помощью одноразовых бумажных или тканевых полотенец с их по-

следующей утилизацией.

Любые колюще-режущие объекты (битое стекло, иглы и т.п.), которые могут проколоть кожу, не должны собираться вручную. Только механические средства, типа щетки и совка, клещей или щипцов обеспечивают безопасную уборку разлива.

В отдельных случаях, чтобы удалить загрязнения может потребоваться использование щетки (например, в случае разлива биологических жидкостей на пористых поверхностях – бетоне и т.п.). Если кровь или другие биологические жидкости пролиты на коврах или мягкой обивке, простая механическая очистка должна сопровождаться очисткой паром или химической чисткой.

- **г.** Вторично обработайте поверхность рабочим раствором средства «ФОРИМИКС-МИД» и выдержите время экспозиции, рекомендованное настоящей инструкции (**таблицы 2-6**).
- д. По окончании дезинфекционной выдержки, для удаления остатков дезинфицирующего средства с поверхности, проведите влажную уборку.

<u>Поверхности, содержащие большие количества (разливы) БЖ.</u> Например, большие количества органических загрязнителей — разливы крови, мочи (только после сбора в отдельную емкость), рвотных масс и прочих секретов /см. также раздел инструкции: Обеззараживание отходов ЛПУ — биологические жидкости/).

Удаление больших количеств биологических жидкостей (в т.ч. и засохших) с поверхностей в помещениях рациональнее всего проводить в два этапа: безопасная уборка разлива, в т.ч. совмещенная с дезинфекцией и терминальная дезинфекция поверхности с использованием наиболее концентрированных рабочих растворов средства «ФОРИМИКС-МИД», применяемых для обработки поверхностей.

Особенности обработки поверхностей, содержащих большие разливы:

- Обеззараживание поверхностей, на которых присутствуют большие разливы, необходимо начинать с механической уборки загрязнений.
- Инфицированные разливы биологических жидкостей, например, образующиеся в диагностических или микробиологических лабораториях, должны быть собраны с использованием сорбента жидкости и раствора «ФОРИМИКС-МИД». Уборка таких разливов, не совмещенная с обеззараживанием не допустима.

Предварительное обеззараживание разлива необходимо проводить в соответствии с методологией, изложенной ниже, однако, только после проведения ограничения площади разлива и сорбции жидкости при помощи нейтрального сорбента (например, одноразовых бумажных или тканевых салфеток и т.п.). В этом случае раствор дезинфектанта вводится напрямую в разлив сразу после окончания впитывания жидкости сорбентом. В качестве сорбента можно также использовать гранулированные или порошкообразные дезинфектанты, зарегистрированные на территории РФ и рекомендованные для этих целей. В таком случае дополнительное покрытие пролития раствором «ФОРИМИКС-МИД» не требуется.

- Обеззараживание поверхностей, загрязненных большими разливами, не инфицированных биологических жидкостей, проводят после механической очистки, не совмещенной с дезинфекцией. В случае уборки не инфицированных жидкостей введение дезинфектанта в разлив непосредственно на поверхности не требуется.
- ВНИМАНИЕ! Большие количества биогенной нагрузки могут инактивировать растворы дезинфектанта, делая процесс обеззараживания не эффективным.
- В случае если растворы дезинфектанта вступили в химическую реакцию с биологическими жидкостями и происходит выделение ядовитых газов, то необходимо сразу проветривать помещение!
- При наличии большого разлива всегда трудно установить точный объем жидкости, присутствующей на поверхности. Поэтому в случае необходимости, проведения предварительной дезинфекции разлива наиболее тщательно проводят предварительную сорбцию жидкостей, при помощи вспомогательных сорбентов, вводимых непосредственно в загрязнение.
- Количество сорбента, вводимого в разлив, должно быть лимитировано его сорбционной способностью. Следует всегда вводить достаточное количество сорбента, обеспечиваю-

Предварительная обработка.

Методология обработки.

- **а.** В случае нейтрализации инфицированных биологических жидкостей введите нейтральный сорбент непосредственно в разлив. Всегда соблюдайте технику безопасности предотвращайте образование брызг или всплесков биологических жидкостей при смешивании сорбента с пролитием.
- введите в разлив сорбент (например, одноразовые бумажные или тканевые салфетки и т.п.) до полного поглощения жидкости;
- покройте дезинфицирующим средством поверхность разлива (всегда соблюдайте технику безопасности предотвращайте образование брызг или всплесков биологических жидкостей при заливке смешивании раствора дезинфектанта с пролитием).

При использовании распылителя всегда старайтесь разбрызгивать раствор, как можно ближе к обрабатываемой поверхности, чтобы минимизировать расплескивание жидкости и образование аэрозолей.

Наносите дезинфектант от внешних краев пролития к центру загрязнения.

- **б.** Дайте дезинфектанту впитаться в пролитие в течение времени экспозиции (**таблицы 2-6**).
- в. Удалите продезинфицированную биологическую жидкость с помощью специальных вспомогательных предметов.

Любые колюще-режущие объекты (битое стекло, иглы и т.п.), которые могут проколоть кожу, не должны собираться вручную. Только механические средства, типа щетки и совка, клещей или щипцов обеспечивают безопасную уборку разлива.

В отдельных случаях, чтобы окончательно удалить загрязнения может потребоваться использование щетки (например, в случае разлива биологических жидкостей на пористых поверхностях — бетоне и т.п.). Если поверхности, типа ковровых покрытий были загрязнены, то для их очистки могут потребоваться дополнительные моющие средства.

- **г.** Вторично обработайте поверхность рабочим раствором средства «ФОРИМИКС-МИД» и выдержите время экспозиции, рекомендованное настоящей инструкции (**таблицы 2-6**).
- д. По окончании дезинфекционной выдержки, для удаления остатков дезинфицирующего средства с поверхности, проведите влажную уборку.

Терминальная обработка.

На стадии терминального обеззараживания необходимо полностью удалить остатки биологических жидкостей с поверхностей.

Методология обработки.

Горизонтальные и вертикальные поверхности:

1. Терминальное обеззараживание проводят с применением рабочего раствора с концентрацией, используемой на предыдущей стадии.

После того, как загрязненная область полностью очищена, используйте воду для того, чтобы удалить остатки дезинфектанта с поверхностей.

Общие требования к СИЗ персонала.

Персонал, занимающийся уборкой и нейтрализацией больших биологических жидкостей, всегда должен быть снабжен средствами индивидуальной защиты.

<u>Средства защиты кожных покровов:</u> всегда используйте химически стойкие перчатки, обеспечивающие адекватную защиту от щелочных моющих агентов, а также от патогенных микроорганизмов. Всегда используйте защитные халаты или другую спецодежду.

<u>Средства защиты глаз:</u> используйте очки или лицевые маски, обеспечивающие защиту от брызг химических дезинфектантов, а также от брызг жидкостей, содержащих патогенные микроорганизмы.

<u>Средства защиты органов дыхания:</u> используйте подходящие фильтрующие маски, обеспечивающие защиту от паров химических дезинфектантов (при использовании способом

орошения), а также патогенных микроорганизмов (в случае возможного появления организмов в воздухе, передающихся воздушно-капельным путем).

Инфицированные материалы.

Использованные уборочные материалы, которые могут содержать кровь, или другие биологические жидкости должны быть автоклавированы и/или утилизированы иным образом, в соответствии с действующими правилами и нормативами. Отдельно собранные жидкости (в т.ч. и сорбированные при уборке больших разливов БЖ) дезинфицируют с использованием средства «ФОРИМИКС-МИД» в емкостях с закрытыми крышками по режимам, приведенным в таблице 9.

- **3.4.2.** Режимы, приведенные в **таблице 6**, используют при выявлении в стационаре (отделении) возбудителя внутрибольничной инфекции.
- **3.4.3.** *Санитарно-техническое оборудование* (ванны, раковины, унитазы, писсуары, обо рудование душевых кабин, краны, а также бальнеологическое оборудование и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки, ерша или ветоши. По окончании дезинфекции промывают водой. Помещение проветривают.

Дезинфекцию и дезинфекцию, совмещенную с очисткой, фаянсовых, чугунных, акриловых ванн (лечебных, грязевых, минеральных, гидромассажных и т.п.), а также акриловых душевых кабин в ЛПУ, санаториях, профилакториях и др. учреждениях проводят способом протирания или орошения (в случае дезинфекции). Выдерживают необходимое время экспозиции и смывают проточной водой.

3.4.3.1. Обработка унитазов и писсуаров.

Для эффективной обработки унитазов и писсуаров необходимо предварительно минимизировать количество биологических загрязнителей (кал, моча и т.д.), присутствующих на их поверхностях. Для эффективного обеззараживания необходимо использовать следующую методологию:

- смыть содержимое унитаза водой;
- нанести необходимое количество рабочего раствора средства в рекомендованной концентрации на поверхность оборудования; в случае использования концентрированного средства «ФОРИМИКС-МИД» вне зависимости от типа ЛПУ 50мл концентрированного средства вносят в чашу унитаза;
- тщательно, механически очищать (в течение 1 минуты) поверхность оборудования при помощи вспомогательного уборочного материала (например, ерша); особое внимание уделяют обработке труднодоступных мест (под ободком унитаза);
- выдержать необходимое время экспозиции;
- смыть содержимое унитаза водой.
- 3.4.3.2. Обработка ванн (чугунных, эмалированных, акриловых) и раковин.

Для эффективной обработки ванн и раковин необходимо использовать следующую методологию:

- тщательно, механически очищать (в течение 1 минуты) поверхность оборудования при помощи вспомогательного уборочного материала (например, ерша); особое внимание уделять обработке труднодоступных мест (вокруг кранов и слива);
- выдержать необходимое время экспозиции;
- смыть остатки дезинфектанта водой.

3.4.3.3. Обработка гидромассажного оборудования.

Очистка и дезинфекция контуров гидромассажной системы ванн производится в соответствии с регламентом, установленным в рамках каждого конкретного ЛПУ. Для проведения обеззараживания контура используют следующую методологию:

- заполняют ванну водой (18-20°C);
- добавляют средство «ФОРИМИКС-МИД» в количестве необходимом для приготовления рабочего раствора с концентрацией 0.5% (0.5л концентрированного средства на 100л воды);
- включают насос на 5 минут для прокачки рабочего раствора «ФОРИМИКС-МИД» через

систему и проведения дезинфекции;

- выключают насос и сливают воду из ванны;
- заполняют ванну чистой теплой или холодной водой и включают насос на 3 минуты (не менее);
- выключают насос;
- сливают воду и промывают ванну.

Загрязненное санитарно-техническое оборудование (например, содержащее ржавчину, известковый налет и т.п.) для достижения лучших результатов необходимо предварительно очищать с использованием специализированных кислотных моющих средств.

Норма расхода раствора средства «ФОРИМИКС-МИД» при обработке санитарнотехнического оборудования - 150 мл/м² поверхности.

Обработка любых объектов способом орошения проводится с применением средств индивидуальной защиты (см. п.4.4. настоящей инструкции) из расчета 300мл/м 2 поверхности (гидропульт, автомакс), 150 мл/м 2 поверхности (распылитель типа «Квазар»).

Режимы обеззараживания санитарно-технического оборудования представлены в **табли- пах 2-6**.

3.4.4. Уборочный инвентарь (щетки и сгоны для пола, швабры, флаундеры, МОПы, совки, стяжки для стекол, тележки, ведра, корзины и баки, а также различные детали уборочных машин и прочие уборочные приспособления, мочалки для мытья посуды и поверхностей обеденных столов) погружают в раствор средства, по окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

Крупные предметы, обработка которых способом погружения невозможна, протирают или орошают.

Режимы обеззараживания уборочного инвентаря представлены в таблицах 2-6.

3.4.5. Вспомогательные предметы.

3.4.5.1. Предметы ухода за больными: приспособления для кроватей, стульчаки, сиденья, ступеньки и доски для ванных, резиновые коврики, насадки для унитазов, опоры для туалетных комнат, пузыри для льда, грелки, подкладные круги, переносные кресла-туалеты, горшки, судна подкладные, мочеприемники (в т.ч. квачи, используемые для обеззараживания туалетных принадлежностей) полимерные защитные покрытия для матрацев, подкладные клеенки, клеенчатые мешки для грязного белья, клеенчатые нагрудники, доски для перемещения пациентов, инвалидные кресла, костыли, трости, захваты, ходунки, массажеры, поручни и пандусы.

<u>3.4.5.2.</u> Прочие вспомогательные предметы, используемые в текущей работе ЛПУ: резиновые перчатки, резиновые и кирзовые сапоги, тапочки из кожи или кожзаменителя, детские игрушки (деревянные, пластмассовые, резиновые, металлические).

Обрабатываемый объект полностью погружают в раствор средства, препятствуя их всплытию, или протирают ветошью, смоченной раствором средства. Крупные предметы (погружение, которых затруднено) обрабатывают способом орошения. По окончании дез-инфекции предметы промывают водой, но не менее 3 минут.

3.4.5.3. Дезинфекция рук в перчатках (между пациентами).

ВНИМАНИЕ!

Сотрудники ЛПУ должны сменять перчатки после каждого пациента!

Если нет возможности сменять пару перчаток на новую после каждого пациента (например, в рамках работы в ЛПУ с ограниченными материальными ресурсами), то руки в перчатках можно дезинфицировать рабочими растворами средства «ФОРИМИКС-МИД» после работы с каждым пациентом.

Обработку рук в перчатках проводят, используя следующую процедуру:

- Наберите в контейнер для дезинфекции рабочий раствор необходимой концентрации.
- Если перчатки, надетые на руки, имеют видимые загрязнения, сначала их моют водой с мылом.
- Погрузите руки в перчатках в дезинфицирующий раствор на необходимое время экспозиции.

- Высушите руки в перчатках с использованием полотенец или теплого воздуха.
- После нескольких погружений в раствор «ФОРИМИКС-МИД» перчатки могут становиться липкими и должны быть заменены.

Режимы обеззараживания различных вспомогательных предметов представлены в **табли- пах 2-6**.

3.4.6. *Белье ЛПУ* — нательное и постельное белье больных, защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки), а также прочие вспомогательные предметы, изготовленные и тканевых материалов.

Норма расхода -5 л рабочего раствора средства «ФОРИМИКС-МИД» на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье прополаскивают, но не менее 3 минут.

ВНИМАНИЕ! Носовые платки, вкладные карманы для плевательниц (фланелевые футляры), используемые при уходе за больными туберкулезом дезинфицируют только по режимам обеззараживания белья, загрязненного биологическими жидкостями, эффективным в отношении микобактерий туберкулеза! Обработку таких предметов желательно проводить отдельно от общей массы белья.

ВНИМАНИЕ! Рабочие растворы дезинфицирующего средства «ФОРИМИКС-МИД» не обладают отбеливающими свойствами!

Режимы обеззараживания белья представлены в таблицах 2-6.

3.4.7. *Посуду столовую* (тарелки, чашки, стаканы, столовые приборы — вилки, ложки, ножи), освобожденную от остатков пищи, полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции посуду промывают водой, но не менее 3 минут.

Мочалки, губки и ерши для мытья посуды после мытья посуды замачивают в рабочем растворе средства «ФОРИМИКС-МИД», затем прополаскивают водой, сушат и хранят в специально отведенном месте.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений обрабатываемых изделий:

- Старайтесь совместно не обрабатывать металлические предметы различной природы.
- При обработке металлических и стеклянных предметов избегайте пролонгированных времен экспозиции. Всегда строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Для повышения эффективности обеззараживания посуду столовую обязательно очищают от остатков пищи.

3.4.8. *Посуду лабораторную*, в т.ч. лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, (лабораторные инструменты, иглы, капилляры, предметные стекла, пробирки (в т.ч. вакутейнеры), меланжеры, счетные камеры, кюветы фотоэлектрометра, пипетки, наконечники, резиновые груши, баллоны и т.д.) полностью погружают в раствор средства с полным заполнением рабочим раствором, всех доступных поверхностей. Погружение проводят, избегая образования воздушных пробок. Толщина слоя раствора над предметами должна быть не менее 1 см. По окончании дезинфекции посуду промывают водой, но не менее 3 минут.

Плевательницы, освобожденные от мокроты, применяемые в во фтизиатрических учреждениях следует обеззараживать только по режимам обеззараживания лабораторной посуды эффективным в отношении микобактерий туберкулеза.

Особое внимание уделяют лабораторной посуде загрязненной кровью и другими биологическими жидкостями.

Пробирки и флаконы со сгустками крови обеззараживаются с использованием рабочих растворов «ФОРИМИКС-МИД» в соответствии с методологией обработки указанной в действующих Санитарно-эпидемиологических правилах (СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09). ВНИМАНИЕ! Вытряхивание необеззараженного сгустка крови из пробирки (флакона) запрещается. При погружении в дезинфицирующий раствор емкостей со сгустками крови необходимо соблюдать осторожность. Емкость берут анатомическим пинцетом так, чтобы одна его бранша вошла немного внутрь, и погружают ее в наклонном положении до полного заполнения раствором. При правильном погружении воздушные пузыри не образуются и емкость опускается на дно. После погружения всех емкостей пинцет обеззараживают.

При использовании высококонцентрированных растворов средства следует никогда не превышать времен экспозиций, указанных в настоящей инструкции!

Одноразовую посуду после дезинфекционной выдержки утилизируют.

Режимы обеззараживания лабораторной посуды представлены в таблицах 11-15.

3.4.9. Изделия медицинского назначения (ИМН) многократного использования (включая хирургические и стоматологические инструменты) полностью погружают в раствор средства. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде; изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений, для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После дезинфекции изделия промывают проточной водопроводной водой не менее 3 минут.

Рекомендованные этапы подготовки ИМН к повторному использованию представлены в **таблице 10**.

Режимы дезинфекции инструментов после вскрытия лабораторных животных, а также проведения патологоанатомических работ представлены в **таблицах 2-6**.

ИМН многократного использования, нуждающиеся в предстерилизационной очистке, после проведения этапа предварительной дезинфекции, очищают с применением любых моющих растворов, в т.ч. и «ФОРИМИКС-МИД», рекомендованных и зарегистрированных на территории РФ для этих целей.

3.4.9.1. Общие положения.

Стратегия применения средства «ФОРИМИКС-МИД» для обработки ИМН.

Персонал, занимающийся обеззараживанием ИМН, всякий раз поводит предварительную оценку внешнего вида ИМН, уделяя особое внимание обработке конструкционно-сложных ИМН, имеющих каналы и полости, а также сильно загрязненных биологическими жилкостями.

ВНИМАНИЕ!

Наиболее эффективным способом обеззараживания ИМН является обработка в три этапа! <u>Этап 1.</u> Предварительная очистка.

Этап 2. Предварительная дезинфекция ИМН.

Этап 3. Терминальная очистка ИМН – предстерилизационная или окончательная.

ВНИМАНИЕ!

При использовании рабочих растворов «ФОРИМИКС-МИД» с целью сокращения времени обработки возможно совмещение Этапов 2 и 3 в одну стадию. А именно проведение предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией в один этап.

Общие аспекты методологии обработки ИМН.

- Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками.
- Изделия медицинского назначения во избежание возможной фиксации органических загрязнений необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская их подсушивания, обеспечивая незамедлительное удаление с изделий видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют (по режимам, представленным в таблице 9).
- После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 3 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

Режимы обработки различных изделий приведены в таблицах 11-15.

Контроль качества предстерилизационной (окончательной) очистки ИМН.

Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки азопира-

мовой пробы на наличие остаточных количеств крови.

Постановку азопирамовой пробы осуществляют согласно методике изложенной в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

3.4.9.2. Особенности обработки различных типов ИМН, используемых в ЛПУ.

РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ СРЕДСТВА «ФОРИМИКС-МИД» НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИС-ПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО (НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ) ЗАМАЧИВАНИЯ – «ЗАМОРАЖИВАНИЯ ИМН» В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ, ОТЛОЖЕН-НОЙ ОЧИСТКИ/ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ КОНСТРУКЦИОННО-СЛОЖНЫХ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ! РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ СРЕДСТВА «ФОРИМИКС-МИД» СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ГАРАНТИРОВАНО «ДЕЛИКАТНОЕ» ОБЕЗЗАРАЖИВА-НИЕ ИЗДЕЛИЙ!

3.4.9.2.1. Хирургические, микрохирургические и стоматологические инструменты.

<u>Каждый раз после проведения инвазивной манипуляции необходимо тщательно проводить процедуры очистки и обеззараживания!</u>

<u>Наиболее важным этапом обработки инструментов является тщательная предстерилизационная очистка ручным или механизированным способом перед последующей дезинфекцией или стерилизацией.</u>

<u>Инструмент, который не очищен полностью, не может быть успешно дезинфицирован или стерилизован, даже с пролонгированным временем экспозиции.</u>

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ОЧИСТКОЙ ИНСТРУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМО ПРИСТУПАТЬ К ПРЕДСТЕРИЛИЗА-ЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-ЦЕДУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ.

Методология обработки.

- Сразу после использования инструменты погружают в рабочий раствор средства «ФО-РИМИКС-МИД» и только после проведения предварительной дезинфекции приступают к проведению процедуры предстерилизационной очистки.
- При помощи ручной очистки удалите все видимые загрязнения с поверхностей инструментов.
- Все конструкционно-сложные инструменты (в первую очередь, микрохирургические и стоматологические), а также предметы, имеющие каналы, полости, пористые поверхности рекомендуется очищать в ультразвуковой мойке.
- Любые тонкие отверстия, каналы или трубки требуют тщательной прокачки раствора средства «ФОРИМИКС-МИД».
- Некоторые вспомогательные изделия, в зависимости от типа, могут требовать комбинации промывки (прокачки рабочего раствора средства) и очистки поверхностей щетками.
- Отмыв инструментов, проводят, вначале проточной питьевой водой, далее дистиллированной.
- Высушите инструменты перед проведением процедуры терминального обеззараживания (дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) или стерилизацией).

3.4.9.2.2. Стоматологические оттиски и зубопротезные заготовки.

Оттиски, зубопротезные заготовки, предварительно отмытые (с соблюдением противо-

эпидемических мер - резиновых перчаток, фартука) водой, дезинфицируют путем их погружения в раствор средства «ФОРИМИКС-МИД». По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой, по 30 сек с каждой стороны или погружают в емкость с водой на 3 мин, после чего их подсушивают на воздухе.

3.4.9.2.3. Эндоскопическое оборудование.

<u>Каждый раз после проведения эндоскопической манипуляции необходимо тщательно проводить процедуры очистки и обеззараживания!</u>

<u>Наиболее важным этапом обработки эндоскопов является тщательная очистка ручным</u> способом перед последующей дезинфекцией.

Эндоскоп, который не очищен полностью, не может быть успешно дезинфицирован или стерилизован, даже с пролонгированным временем экспозиции.

Гибкие эндоскопы.

<u>Методология обработки.</u>

ВНИМАНИЕ! Технология обработки гибких эндоскопов зависит от конструкционных особенностей каждого конкретного типа эндоскопов. Последовательность проведения разборки, очисток, промывок, обеззараживания представляет собой длительную рутинную процедуру, описание которой выходит за рамки настоящей инструкции. Однако, при использовании растворов средства «ФОРИМИКС-МИД» для проведения процедур предварительной, предстерилизационной очистки и дезинфекции (в т.ч., совмещенной с очисткой в один этап), следуют учитывать следующие рекомендации, позволяющие наиболее эффективно провести процесс подготовки эндоскопического оборудования к дезинфекции высокого уровня или холодной химической стерилизации.

Наиболее рационально обработку гибких эндоскопов проводить при помощи рабочих растворов в малых концентрациях (0.25% и 0.5%), рекомендованных для ПСО, не совмещенной с дезинфекцией. Использование более концентрированных растворов дезинфектанта необходимо только в случае проведения предварительной дезинфекции гибких эндоскопов, в т.ч. и совмещенной с предстерилизационной очисткой в один этап.

При обработке гибких эндоскопов и инструментов к ним средством «ФОРИМИКС-МИД», учитывают требования санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

При использовании растворов средства «ФОРИМИКС-МИД» особое внимание уделяют процессу предварительной очистки. К обработке оборудования приступают немедленно после эндоскопических манипуляций (не допуская подсушивания биологических загрязнений). При этом строго следуют нижеследующим рекомендациям:

- Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу.
- Клапаны, заглушки снимают с эндоскопа и немедленно погружают эндоскоп в раствор средства, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором. Все каналы эндоскопа промывают посредством поочередной прокачки раствора средства и воздуха до полного вымывания видимых биогенных загрязнений.
- Изделия замачивают при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий.
- Изделия моют в том же растворе, в котором проводили замачивание с использованием специальных приспособлений до полной очистки всех каналов.
- Отмыв эндоскопов, проводят, вначале проточной питьевой водой, далее дистиллированной.
- Высушите эндоскоп перед проведением процедуры терминального обеззараживания (дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) или стерилизацией).

Только полное удаление воды из всех каналов и с внешних поверхностей эндоскопа предохраняет разбавление дезинфектанта, используемого для последующей дезинфекции высокого уровня или холодной химической стерилизации.

Оптимальный способ обработки:

- гибкий эндоскоп: предварительная очистка ручной, предстерилизационная/окончательная ручной или механизированный (моечная машина).
- инструменты к эндоскопам: механизированный (УЗО).

Для *гибкого эндоскопа* рекомендована 2-х стадийная обработка, состоящая из последовательно проводимой предварительной и предстерилизационной/окончательной очистки. *Инструменты к гибким эндоскопам* обрабатывают по схеме, применяемой для всех колюще-режущих хирургических инструментов. Такая схема включает стадии: предварительной очистки, предварительной очистки, предварительной дезинфекции и предстерилизационной очистки.

Жесткие эндоскопы.

Методология обработки.

ВНИМАНИЕ! Технология обработки жестких эндоскопов зависит от конструкционных особенностей каждого конкретного типа эндоскопов. Последовательность проведения разборки, очисток, промывок, обеззараживания представляет собой длительную рутинную процедуру, описание которой выходит за рамки настоящей инструкции. Однако, при использовании растворов средства «ФОРИМИКС-МИД» для проведения процедур предварительной очистки и дезинфекции (в т.ч., совмещенной с очисткой в один этап), следуют учитывать следующие рекомендации, позволяющие наиболее эффективно провести процесс подготовки эндоскопического оборудования к дезинфекции высокого уровня или холодной химической стерилизации.

ВНИМАНИЕ! Жесткие эндоскопы имеют колющие и режущие поверхности и потому требуют методики безопасной обработки, направленной на защиту персонала, занимающегося обеззараживанием. Наиболее рационально проводить обработку жестких эндоскопов проводить при помощи рабочих растворов в концентрациях, рекомендованных для ПСО, совмещенной с дезинфекцией.

При обработке жестких эндоскопов и инструментов к ним средством «ФОРИМИКС-МИД», учитывают требования санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

При использовании растворов средства «ФОРИМИКС-МИД» особое внимание уделяют процессу предварительной очистки. К обработке оборудования приступают немедленно после эндоскопических манипуляций (не допуская подсушивания биологических загрязнений). При этом строго следуют нижеследующим рекомендациям:

- Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ (ОЧИСТКОЙ И ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ) ЖЕСТКОГО ЭНДОСКОПА, ВИРУСАМИ ГЕПАТИТОВ И ВИЧ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИСТУПАТЬ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭНДОСКОПОВ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОТИРАНИЯ ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕТОШЬЮ, СМОЧЕННОЙ В РАСТВОРЕ 60-70% СПИРТА (ИЗОПРОПИЛОВОГО ИЛИ ЭТИЛОВОГО).

- Эндоскоп разбирают согласно рекомендациям производителя каждого конкретного устройства и погружают в раствор средства, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором. Все каналы эндоскопа промывают посредством поочередной прокачки раствора средства и воздуха до полного вымывания видимых биогенных загрязнений.
- Изделия замачивают при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий.
- Изделия моют в том же растворе, в котором проводили замачивание с использованием специальных приспособлений до полной очистки всех каналов.

- При наличии возможности детали жестких эндоскопов обрабатывают механизированным методом с применением ультразвука.
- Отмыв эндоскопов, проводят, вначале проточной питьевой водой, далее дистиллированной.
- Высушите эндоскоп перед проведением процедуры терминального обеззараживания (дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) или стерилизацией).

Только полное удаление воды из всех каналов и с внешних поверхностей эндоскопа предохраняет разбавление дезинфектанта, используемого для последующей дезинфекции высокого уровня или холодной химической стерилизации.

<u>Оптимальный способ обработки:</u> механизированный.

Эндоскоп и инструменты к нему: обрабатывают по схеме, применяемой для всех колющережущих хирургических инструментов. Такая схема включает стадии: предварительной очистки, предварительной дезинфекции и предстерилизационной очистки.

Инструменты к эндоскопам.

Очистка инструментов к эндоскопам является предварительной процедурой, делающей эффективной как дальнейшую дезинфекцию, так и стерилизацию. Методологию обработки инструментов к эндоскопам проводят по режимам, рекомендованным для обработки конструкционно-сложных изделий из пористых материалов, загрязненных биологическими жидкостями.

Методология обработки.

- Сразу после использования, инструменты к эндоскопам погружают в рабочий раствор средства «ФОРИМИКС-МИД» и немедленно приступают к проведению процедуры очистки.
- При помощи ручной очистки удалите все видимые загрязнения с поверхностей инструментов.
- Все конструкционно-сложные принадлежности рекомендуется очищать в ультразвуковой мойке.
- Любые тонкие отверстия, каналы или трубки требуют тщательной прокачки раствора средства «ФОРИМИКС-МИД».
- Некоторые вспомогательные изделия, в зависимости от типа, могут требовать комбинации промывки (прокачки рабочего раствора средства) и очистки поверхностей щетками.
- Отмыв инструментов к эндоскопам, проводят, вначале проточной питьевой водой, далее дистиллированной.
- Высушите инструменты перед проведением процедуры терминального обеззараживания (дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) или стерилизацией).

Оптимальный способ обработки: механизированный.

3.4.9.2.4. Элементы конструкционно-сложных аппаратов и приборов.

3.4.9.2.4.1. Фрагменты разборных частей приборов, в т.ч. и ингаляционного (дыхательного) оборудования.

Необходимо тщательно проводить процедуры очистки и обеззараживания в соответствии с санитарными нормами и правилами, регламентирующими уровень дезинфекции и периодичность обработки каждого конкретного аппарата и прибора.

Наиболее важными этапами обработки конструкционно-сложных деталей аппаратов и приборов являются их разборка и последующая очистка ручным или механизированным способом.

<u>Инструмент, который не очищен полностью, не может быть успешно дезинфицирован</u> или стерилизован, даже с пролонгированным временем экспозиции.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ОЧИСТКОЙ ИНСТРУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ КОЛЮЩИЕ И РЕЖУЩИЕ ПОВЕРХНО-СТИ, НЕОБХОДИМО ПРИСТУПАТЬ К ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ РУЧ-НЫМ СПОСОБОМ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ.

Методология обработки.

Общая схема дезинфекционной обработки оборудования, элементы которого нуждаются в обеззараживании, типична для большинства элементов оборудования, в т.ч. и изготовленного из полимерных материалов (например, разборных термолабильных контуров, входящих в состав дыхательного оборудования).

Основными стадиями обработки деталей оборудования являются:

Стадия 1. Разборка прибора.

Строго следуйте инструкциям производителя оборудования по разборке каждого конкретного прибора! В зависимости от типа прибора, его модели и специфики конструкции процесс разборки может быть различным.

Стадия 2. Очистка прибора в т.ч. и совмещенная с дезинфекцией в один этап.

В случае если, обрабатываемые объекты имеют видимые загрязнения биологическими жидкостями, но перед проведением предварительной дезинфекции проводят этап предварительной очистки.

- Сразу после разборки, загрязненные предметы погружают в рабочий раствор средства «ФОРИМИКС-МИД» и только после проведения предварительной дезинфекции приступают к проведению процедуры окончательной/предстерилизационной очистки.
- При помощи ручной очистки удаляют все видимые загрязнения с поверхностей предметов.
- Все конструкционно-сложные предметы, имеющие каналы, полости, пористые поверхности рекомендуется очищать в ультразвуковой мойке.
- Любые тонкие отверстия, каналы или трубки требуют тщательной прокачки раствора средства «ФОРИМИКС-МИД».
- Некоторые вспомогательные изделия, в зависимости от типа, могут требовать комбинации промывки (прокачки рабочего раствора средства) и очистки поверхностей щетками.
- Отмыв предметов, проводят, вначале проточной питьевой водой, далее дистиллированной.
- Высушите предметы перед проведением процедуры терминального обеззараживания (дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) или стерилизацией).

<u>Стадия 3. Терминальная обработка: Дезинфекция или ДВУ/стерилизация разборного</u> контура прибора.

Если обрабатываемое оборудование нуждается в дезинфекции промежуточного уровня (обеспечивается гибель бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов, грибов, за исключением спор бактерий), то возможно применение средства «ФОРИМИКС-МИД» в соответствии с режимами, рекомендованными в настоящей инструкции.

Если обрабатываемое оборудование нуждается в проведении дезинфекции высокого уровня или стерилизации, то обработку проводят с использованием дезинфектантов высокого уровня/стерилянтов, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке.

3.4.9.2.4.2. Кувезы.

Поверхности кувеза и его приспособлений при различных инфекциях тщательно протирают ветошью, смоченной в растворе средства «ФОРИМИКС-МИД» при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл/м^2 обрабатываемой поверхности. По окончании дезинфекции поверхности кувеза протирают дважды стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, а затем вытирают насухо стерильной тканью (например, пеленкой). По окончании дезинфекционной выдержки кувезы необходимо проветривать в течение не менее 15 минут.

Остальные детали (в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода) обрабатывают в соответствии с рекомендациями пункта 3.4.9.2.4.1 настоящей инструкции (по возможности разбирают, очищают и полностью погружают в емкость с соответствующим рабочим раствором). По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного погружения в стерильную воду (по 3 минуты каждое), а также прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления, также высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток.

Технология обработки кувеза изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение №7 к приказу МЗ ССР № 440 от 20.04.83). При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов.

Обработку кувезов проводят в отдельном помещении способом протирания в соответствии с режимами, рекомендованными для обработки поверхностей аппаратов и приборов в таблицах 2-5 для поверхностей, обеззараживание деталей разборных частей кувезов проводят способом погружения, по режимам обработки, рекомендованным для «Элементов конструкционно-сложных аппаратов и приборов, нуждающихся в разборке», представлены в таблицах 11-15.

3.4.9.2.4.3. Отсасывающие системы в стоматологии.

Методология обработки.

Отсасывающие системы в стоматологии дезинфицируют, применяя рабочий раствор средства «ФОРИМИКС-МИД» концентрацией 1.0%, 2.0% и 3.0% объемом 1л, пропуская его через отсасывающую систему установки в течение 2 минут. Затем оставляют в ней для воздействия 1.0% раствор на 30 минут, 2.0% на 20 минут, 3.0% на 10 минут (в это время отсасывающую систему не используют). Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе по окончании рабочей смены.

Наконечники к отсасывающим системам очищают и обеззараживают после применения у пациента, способом погружения в рабочий раствор средства в соответствии с режимом эффективным в отношении микобактерий туберкулеза (таблицы 11-15).

Плевательницы заливают раствором средства на время экспозиции, обеспечивающее гибель микобактерий туберкулеза.

Окончательную промывку деталей и отсасывающей системы проводят проточной питьевой водой.

3.4.9.2.4.4. Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Дезинфекцию воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и др.) проводят способом распыления рабочих растворов средства; либо способом погружения, протирания рабочих узлов в соответствии с режимами, указанными в таблице 8 Дезинфекцию, нейтрализацию неприятных запахов и дезодорацию воздуха помещений в проводят с помощью соответствующих технических установок (например, генераторов аэрозолей и т.п.) способом распыления рабочего раствора средства по режимам, указанным в таблице 8, при норме расхода рабочего раствора 10 мл/м³. Предварительно проводят дезинфекцию поверхностей, помещение герметизируют: закрывают окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. После дезинфекции помещение проветривают не менее 15 минут.

Для активации процесса обеззараживания воздуха в рабочий раствор средства «ФОРИ-МИКС-МИД» вводят 5об.% 1,2-пропиленгликоля. Режимы работы активированными растворами представлены в **таблице 8**.

3.4.10. Дезинфекцию (обезвреживание) медииинских отходов (классы Б, В) лечебно*профилактических учреждений* (в больницах – общегородских, клинических, специализированных, ведомственных, в составе научно-исследовательского, учебного институтов, в поликлиниках (в т.ч. взрослых, детских, стоматологических), диспансерах; станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови; учреждениях длительного ухода за больными; научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля; ветеринарных лечебницах; аптеках; фармацевтических производствах; оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях, домах отдыха, пансионатах); санитарно-профилактических учреждениях; учреждениях судебно-медицинской экспертизы; медицинских лабораториях (в т.ч. анатомических, патологоанатомических, биохимических, микробиологических, физиологических); частных предприятиях по оказанию инфекционных помощи; В TOM числе В отделениях,

венерологических, фтизиатрических и микологических больницах, а также лабораториях, работающих с микроорганизмами 3-4 группами патогенности), производят с учетом требований действующих Санитарных правил и Норм.

Следующие виды отходов могут быть обеззаражены концентрированным средством «ФОРИМИКС-МИД» и его рабочими растворами.

- ИМН однократного применения, из металлов, стекла, пластмасс, резин, загрязненные биологическими жидкостями.
- Перевязочные средства, одноразовое белье, одежда персонала и прочие изделия из тканей, загрязненные биологическими жидкостями.
- Жидкие отходы, смывные воды.
- Биологические жидкости кровь, моча, фекалии, мокрота, эндотрахиальный аспират, рвотные массы, спинномозговая жидкость, интраоперационный материал, дренажный материал, смывные воды, в т.ч. эндоскопические, патологоанатомические отходы, органические операционные отходы (органы, ткани и т.д.), жидкость после ополаскивания зева, а также остатки пиши.
- Отходы из микробиологических лабораторий (культуры и штаммы, вакцины, вирусологически опасный материал 3-4 группы патогенности).
- Биологические отходы вивариев и ветеринарных лечебниц.

А также емкости для сбора отходов.

- Надворные установки, помойные и мусорные ящики.
- Многоразовые сборники неинфицированных отходов класса A (не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными) всех отделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических, ежедневно моются и обеззараживаются (по режимам эффективным в отношении бактерий) способами погружения, протирания или орошения.
- Контейнеры для сбора отходов класса Б и В, кузова мусороуборочных автомашин.
- Отработанные, потенциально инфицированные рабочие растворы средства для ПСО, моющего «ФОРИЗИМ (энзим+ПАВ)», а также растворы средств «ФОРИМИКС (триамин)», «ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)», «ФОРИМИКС-ФОРТЕ», «ФОРИМИКС-ОКСИ», «ФОРИСТИЛ (триамин)» и «ФОРИСТИЛ-ЛАЙТ (ЧАС)», используемые для очисток, не совмещенных с дезинфекцией.

Промывные воды, образующиеся при работе со средствами «ФОРИЗИМ (энзим+ПАВ)», а также растворы средств «ФОРИМИКС (триамин)», «ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)», «ФОРИМИКС-ФОРТЕ», «ФОРИМИКС-ОКСИ», «ФОРИСТИЛ (триамин)» и «ФОРИСТИЛ-ЛАЙТ (ЧАС)» при проведении очисток ИМН, не совмещенных с дезинфекцией в один этап.

Методология обработки.

- Отходы класса Б и В должны быть подвергнуты обязательной дезинфекции перед сбором в одноразовую упаковку непосредственно на местах первичного сбора отходов методом погружения в дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выделенной для этой цели емкости.

Особое внимание уделяют обработке жидких и твердых отходов, содержащих большое количество биологических жидкостей.

Сточные воды после проведения дезинфекции сливаются в канализационную сеть медицинского учреждения.

Режимы дезинфекции различных типов отходов представлены в таблице 9.

3.5. Дезинфекционные мероприятия в учреждениях социальной сферы.

3.5.1. Дезинфекцию в учреждениях социального обеспечения, культуры, отдыха, спорта (включая различные спортивные центры и фитнесс-клубы), на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, гостиницах, общежитиях, клубах, кинотеатрах, офисах, пансионатах, домах отдыха, административных объектах, промышленных рынках, на предприятиях химико-фармацевтической промышленности, и других учреждениях дезинфекцию поверхностей и объектов проводят в соответствии с режимами применения дезин-

фектанта, обеспечивающими обеззараживание в отношении инфекций бактериальной этиологии (таблица 2).

- **3.5.2.** Дезинфекцию объектов в спортивно-оздоровительных учреждениях (спорткомплексы, бассейны, аквапарки), на предприятиях сферы обслуживания (банях, саунах, парикмахерских и других) в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при грибковых инфекциях (таблица 4).
- **3.5.3.** Дезинфекцию объектов в пенитенциарных учреждениях (тюрьмы, колонии, лагеря) проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при *туберку- пезе* (*таблица 5*).

3.6. Дезинфекция транспортных средств.

- **3.6.1.** Санитарный автотранспорт, перевозящий инфекционных больных, обязательно обеззараживают с учетом загрязненности наружных и внутренних поверхностей.
- Дезинфекцию транспорта проводят способами протирания и орошения с помощью рабочих растворов средства «ФОРИМИКС-МИД». Режимы обработки санитарного транспорта совпадают с режимами проведения генеральных уборок и в зависимости от этиологии инфекции берут из **таблицы 7**.
- **3.6.2.** Автотранспорт, перевозящий продукты питания обеззараживают по режимам, обеспечивающим гибель бактерий (**таблица 7**).

После дезинфекции автотранспорта, обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.

Таблица 2. Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ФОРИМИКС-МИД» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии.

		фекциях оактериальной	<u> </u>		ПОТИИ.
	2.5	2	Концентрация	Время экс-	Способ
	Объект обез	ззараживания ²	раствора по	позиции,	обеззараживания
			препарату, %	МИН	-
Поверхно	ости в помещения	х, жесткая мебель, узлы ап-	0.25	30	Протирание,
паратов и	приборов и т.д.		0.5	15	Орошение
		х, загрязненные биологиче-	1.0	20	Двукратное орошение без вре- менного интервала или орошение
скими жи	ідкостями (малые	и большие разливы) ¹	2.0	10	с последующим протиранием
п			0.25	60	
		ковровые и прочие напольны	0.5	30	Протирание,
покрытия	я, обивочные ткан	и, мягкая меоель	1.0	15	обработка с помощью щетки
Кувезы; г	приспособления на	аркозно-дыхательной аппа-	0.25	30	
		контуры, мешки), анесте-	0.5	15	Протирание
	еского оборудован		1.0	10]
Инструме	енты после вскрыт	гия лабораторных животных,	0.5	30	Погружение
проведен	ия патологоанато	мических работ	1.0	15	1 2
Банки и б	бачки для животнь	ах, подстилочный материал,	0.5	30	П
выделени	ия животных, оста	тки корма	1.0	15	Погружение
Металлич	неские яппики, сал	ки, бачки из-под вскрытых	0.25	30	Орошение,
	х и орудия лова	ini, eu ini ne neg zenparani	0.5	15	Погружение
	 		0.25	30	
Посуда	без остатков пип	ци	0.5	15	Погружение
Посуда	с остатками пиш	и	1.0	30	Погружение
	C OCTUTRUMM IMM	TI.	0.25	60	
2	не загрязненное	выделениями	0.5	30	-
Белье ³	33LDd3HeHHU6 Bri	делениями (кровь, мокрота,	0.5	60	Погружение
	моча, фекалии и		1.0	30	-
	то на, феналии и	др. вж.)	0.25	60	
		ы из металлов, пластмасс,	0.5	30	Протирание,
стекла, ре	езин		1.0	15	Погружение
Перчатки	резиновые		0.5	15	Погружение
Руки в пе		езина, ПВХ), не имеющие	2.0	1	Погружение
ZII ZIIIIII X	ou. promoninin		0.25	60	Протирание,
Игрушки			0.5	30	погружение,
F 7			1.0	15	орошение
		эстетически чистое - рако-	0.25	20	1
		вины, ванны и т.п.	0.5	10	1
Санитарн	юе оборудование		0.5	30	Протирание,
r	13/1	загрязненное БЖ - унитазы,	1.0	15	Орошение
		писсуары и т.п.	2.0	5	1
× 1.5		1	0.25	30	T T
Уборочні	ый инвентарь		0.5	15	Погружение
	umananna l	гратствии с матолологиай изг		l .	1

Примечание. - в соответствии с методологией, изложенной в п.3.4.1.

² - при загрязнении поверхностей и оборудования кровью и другими органическими субстратами обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.

³ - в т.ч. защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки) без видимых загрязнений и загрязненное выделениями (мокрота, моча, фекалии и др.), кровью (полный перечень в п.3.4.6).

Таблица 3. Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ФОРИМИКС-МИД» при инфекциях вирусной этиологии (ВИЧ, гепатит В, полиомиелит).

		фекциях вируеной этном			1
			Концентрация	Время экс-	Способ
	Объект обе	ззараживания	раствора по	позиции,	обеззараживания
			препарату, %	мин	*
Поверхно	ости в помещения	к, жесткая мебель, узлы ап-	0.25	30	Протирание,
паратов и	приборов и т.д. ¹		0.5	15	Орошение
		к, загрязненные биологиче-	1.0	20	Двукратное орошение без вре- менного интервала или орошение
скими жи	ідкостями (малые	и большие разливы)1	2.0	10	с последующим протиранием
П			0.25	60	П
		ковровые и прочие напольны	0.5	30	Протирание,
покрытия	, обивочные ткан	и, мягкая меоель	1.0	15	обработка с помощью щетки
Кувезы; г	риспособления на	аркозно-дыхательной аппа-	0.25	30	
		контуры, мешки), анесте-	0.5	15	Протирание
	еского оборудован		1.0	10]
		гия лабораторных животных,	0.5	30	Погружение
проведен	ия патологоанато	мических работ	1.0	15	1.5
Банки и б	ачки для животнь	іх, подстилочный материал,	0.5	30	П
выделени	я животных, оста	гки корма	1.0	15	Погружение
Метаппич	леские ящики сал	ки, бачки из-под вскрытых	0.25	30	Орошение,
	х и орудия лова	ки, осики из под векрытых	0.5	15	Погружение
KIIDO I IIDI	н орудия пова		0.25		Погружение
П	без остатков пин	ци		30	П
Посуда			0.5	15 30	Погружение
	с остатками пиш	И	1.0		
	не загрязненное	выделениями	0.25	60	-
Белье ²		(0.5	30	Погружение
		делениями (кровь, мокрота,	0.5	60	1
	моча, фекалии и	др. ьж)	1.0	30	
Вспомога	тельные предметі	ы из металлов, пластмасс,	0.25	60	Протирание,
стекла, ре			0.5	30	Погружение
-			1.0	15	т.
	резиновые	HDW)	0.5	15	Погружение
	рчатках (латекс, р загрязнений	езина, ПВХ), не имеющие	2.0	1	Погружение
			0.25	60	Протирание,
Игрушки			0.5	30	погружение,
			1.0	15	орошение
		эстетически чистое - рако-	0.25	20	
		вины, ванны и т.п.	0.5	10	Пиотимочии
Санитарн	ое оборудование	and day and a EMC	0.5	30	Протирание, Орошение
_		загрязненное БЖ - унитазы,	1.0	15	Орошение
		писсуары и т.п.	2.0	5]
Уборочн	ый инвентарь		0.25	30	Погружение
2 oopo mi	имочение да в сос	TROTTOTTOTION O MOTO TO TO TO TO TO	0.5	15	ттогружение

Примечание. ¹ - в соответствии с методологией, изложенной в п.3.4.1. ² - в т.ч. защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки) без видимых загрязнений и загрязненное выделениями (мокрота, моча, фекалии и др.), кровью (полный перечень в п.3.4.6).

Таблица 4. Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ФОРИМИКС-МИД»

при инфекциях грибковой этиологии (кандидозы, дерматофитии).

		пфекциях гриоковой эти	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
			Концентрация	Время экс-	Способ
	Объект обе	ззараживания	раствора по	позиции,	обеззараживания
			препарату, %	мин	оосэзараживания
Поверхно	сти в помещениях	к, жесткая мебель, узлы ап-	0.5	30	Протирание,
паратов и	приборов и т.д.1		1.0	15	Орошение
		к, загрязненные биологиче-	1.0	20	Двукратное орошение без вре- менного интервала или орошение
скими жи,	дкостями (малые	и большие разливы)	2.0	10	с последующим протиранием
П			0.5	60	
		ковровые и прочие напольны	1.0	30	Протирание,
покрытия	, обивочные ткані	и, мягкая меоель	2.0	15	обработка с помощью щетки
Кувезы; п	риспособления на	аркозно-дыхательной аппа-	0.5	30	
		контуры, мешки), анесте-	1.0	15	Протирание
	еского оборудован		2.0	10	
		гия лабораторных животных,	1.0	60	Погружение
проведени	ия патологоанатом	иических работ	2.0	30	1,7
Банки и ба	ачки для животнь	іх, подстилочный материал,	0.5	30	П
выделени	я животных, оста	гки корма	1.0	15	Погружение
		ки, бачки из-под вскрытых	0.5	30	Орошение,
	к и орудия лова		1.0	15	Погружение
13//			0.5	30	1.0
Посуда	без остатков пиц	ци	1.0	15	Погружение
3 · ·	с остатками пищ	И	1.0	30	
			0.5	60	
. 2	не загрязненное	выделениями	1.0	30	
Белье ²	загрязненное вы,	делениями (кровь, мокрота,	1.0	60	Погружение
	моча, фекалии и		2.0	30	
			0.5	60	-
		ы из металлов, пластмасс,	1.0	30	Протирание,
стекла, ре	ЗИН		2.0	15	Погружение
Перчатки	резиновые		1.0	15	Погружение
	рчатках (латекс, р загрязнений	езина, ПВХ), не имеющие	3.0	1	Погружение
Q	T		0.5	60	Протирание,
Игрушки			1.0	30	погружение,
			2.0	15	орошение
		эстетически чистое - рако-	0.5	20	
		вины, ванны и т.п.	1.0	10	Положения
Санитарн	ое оборудование	EMC	1.0	30	Протирание,
_		загрязненное БЖ - унитазы,	2.0	15	Орошение
		писсуары и т.п.	3.0	5	1
Vhonouu	лй инвентарь		0.5	30	Погружение
э оорочнь	ии инвентарь		1.0	15	1101 ружение

Примечание. 1 - в соответствии с методологией, изложенной в п.3.4.1.

² - в т.ч. защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки) без видимых загрязнений и загрязненное выделениями (мокрота, моча, фекалии и др.), кровью (полный перечень в п.3.4.6).

Таблица 5. Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ФОРИМИКС-МИД» при туберкулезе 1 .

		при т	уберкулезе.		
	~~	- 2	Концентрация	Время экс-	Способ
	Объект о	беззараживания ²	раствора по	позиции,	обеззараживания
			препарату, %	мин	
Поверхн		ниях, жесткая мебель, узлы ап-	0.5	30	Протирание,
	паратов і	и приборов и т.д.	1.0	15	Орошение
Поверхн	ости в помеще	ниях, загрязненные биологиче-	1.0	60	Двукратное орошение без вре-
		(малые и большие разливы)	2.0	30	менного интервала или орошение с последующим протиранием
			3.0	15	
Поверхно	сти мягкие в т	.ч. ковровые и прочие напольны	0.5	60	Протирание,
		. г. ковровые и про те папольны пные ткани, мягкая мебель	1.0	30	обработка с помощью щетки
		·	2.0	15	сорисстки с помещью щетки
		ия наркозно-дыхательной аппа-	1.0	30	_
ратуры (ьные контуры, мешки), анесте-	2.0	15	Протирание
	зиологичес	кого оборудования	3.0	10	
		рытия лабораторных животных,	1.0	60	Погружение
пр	оведения патол	югоанатомических работ	2.0	30	17
Банки и б	бачки для живо	тных, подстилочный материал,	1.0	30	Порружания
	выделения жи	вотных, остатки корма	2.0	15	Погружение
Металли	ческие ящики,	садки, бачки из-под вскрытых	1.0	30	Орошение,
	животнь	их и орудия лова	2.0	15	Погружение
		_	1.0	30	
Посуда	(без остатков пищи	2.0	15	Погружение
J	-	с остатками пищи	1.0	60]
			0.5	60	
г. 2	не загј	оязненное выделениями	1.0	30	П
Белье ²	загрязненное	выделениями (кровь, мокрота,	1.0	60	Погружение
		а, фекалии и др. БЖ)	2.0	30]
D			1.0	60	Постольно
Вспомо	_	цметы из металлов, пластмасс,	2.0	30	Протирание,
	сте	жла, резин	3.0	15	Погружение
	Перчат	гки резиновые	3.0	15	Погружение
Руки в п		кс, резина, ПВХ), не имеющие их загрязнений	3.0	1	Погружение
	• •	•	1.0	60	Протирание,
	I	Ігрушки	2.0	30	погружение,
			3.0	15	орошение
		эстетически чистое - ракови-	1.0	20	
~		ны, ванны и т.п.	2.0	10	
	нитарное	FIRM	1.0	60	Протирание,
000	рудование	загрязненное БЖ - унитазы,	2.0	30	Орошение
		писсуары и т.п.	3.0	15	1
	Vicence	ный инвентарь	1.0	30	Погружение
	у оороч	пыи инвентарь	2.0	15	110гружение

Примечание. ¹- тестировано на *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium tuberculosis*

² - в соответствии с методологией, изложенной в п.3.4.1.

³ - в т.ч. защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки) без видимых загрязнений и загрязненное выделениями (мокрота, моча, фекалии и др.), кровью (полный перечень в п.3.4.6).

Режимы обеззараживания различных объектов, контаминированных возбудителями внутрибольничных инфекций (ВБИ), включая современные госпитальные (клинические) штаммы²,

растворами средства «ФОРИМИКС-МИД»

	Этиология ин			
Объекты обеззараживания	Гр (-)бакте	Способ		
Ообскты оосэзараживания	Гр (+)бакт	ерии4	обработки	
	% по препарату	МИН		
Поверхности в помещениях, жесткая ме-			Протирание,	
бель, приборы, оборудование без органи-	0,25	30	орошение	
ческих загрязнений.			орошение	
Поверхности в помещениях, жесткая ме-			Протирания,	
бель, приборы, оборудование имеющие	0,5	30	орошения	
органические загрязнения.			орошения	
Посуда аптечная и лабораторная (пробир-				
ки, пипетки, чашки Петри, предметные	0,25	30	Замачивание	
стекла, резиновые груши, шланги и др.),	0,23	30	Jama inbanne	
предметы для мытья посуды				
Изделия медицинского назначения (в том				
числе колюще-режущие) включая стома-	0,5	30	Замачивание	
тологические инструменты, оттиски и	0,5		Sama indanne	
предметы ухода за больными				
Посуда столовая, в т.ч. одноразовая, без	0,25	30	Замачивание	
остатков пищи	0,23	30	Sama indanne	
Посуда столовая, в т.ч. одноразовая, с	0,5	30	Замачивание	
остатками пищи	0,5	30	Jama inbanne	
Одежда и постельное белье из хлопчато-				
бумажной и синтетической ткани с нали-	0,5	60	Замачивание	
чием органического загрязнения.				
Посуда из-под выделений в том числе	0,5	60	Замачивание	
с подозрением на содержание биопленок	0,5	00	Замачиванис	
Санитарно-техническое оборудование	0,5	30	Протирания,	
	0,5	30	орошения	
Уборочный инвентарь и материалы	0,5	30	Замачивание	

Примечание. 1- данные режимы используют при выявлении в стационаре (отделении) возбудителя внутрибольничной инфекции; 2- тестировано с использованием тест-микроорганизмов *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus epidermidis*,

питальные (клинические) штаммы;

²- тестировано с использованием тест-микроорганизмов Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli; ³- Гр(-)бактерии Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, включая современные гос-

 $^{^4}$ - Γ р(+)бактерии Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, включая современные госпитальные (клинические) штаммы.

Таблица 7. Режимы обеззараживания объектов ЛПУ растворами средства «ФОРИМИКС-МИД» при проведении генеральных уборок 1 в ЛПУ различного профиля.

Профиль учреждения	Концентрация раствора по препарату, %	Время экспозиции, мин	Способ обеззараживания
Соматические, хирургические, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и	0.5	60	Протирание, Орошение
гинекологические отделения и кабинеты, ла- боратории	1.0	30	
Противотуберкулезные лечебно-	1.0	60	Протирание, Орошение
профилактические учреждения	2.0	30	протирание, Орошение
Кожно-венерологические лечебно-	1.0	60	Пи отничения Ополичина
профилактические учреждения	2.0	30	Протирание, Орошение
Уборки, направленные на борьбу с плесенью ²	2.0	60	Продуграния Оронуания
уборки, направленные на борьбу с плесенью	3.0	30	Протирание, Орошение
Инфекционные лечебно-профилактические учреждения ³	-	-	Протирание, Орошение
	0.25	60	
Детские учреждения	0.5	30	Протирание, Орошение
	1.0	15	

Примечание. ¹-режимы таблицы 6 также применимы для обеззараживания автотранспорта.

Таблица 8 Режимы дезинфекции растворами средства «ФОРИМИКС-МИД» систем вентиляции и кондиционирования и воздуха.

Объект о	беззараживания	Концентрация раствора по препарату, %	Время экспозиции, мин	Способ обеззараживания			
общеобменной вентиля	и бытовых кондиционеров и иции, воздухоприемник и возспределители	0.25 0.5	60 30	Протирание или орошение			
Воздуш	иные фильтры ¹	1.0 2.0 3.0	60 30 15	Погружение			
Радиаторные решетки,	насадки, накопители конденсата	0.25 0.5	60 30	Протирание			
Воз	здуховоды	0.25 0.5	60 30	Орошение			
	при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях	0.25 0.5	30 15				
05,05,000	при вирусных инфекциях	0.5 1.0	30 15	Распыление			
Обработка воздуха помещений	при грибковых инфекциях	1.0 2.0	30 15	при помощи генераторов			
	при туберкулезе и плесени	1.0		- аэрозолей			
Обработка воздуха помещений	при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях	0.25	15	Распыление			
(использование рабо-	при вирусных инфекциях	0.5	15	при помощи			
чих растворов с со-	при грибковых инфекциях	1.0	15	генераторов			
держанием 5об.% 1,2-пропиленгликоля)	при туберкулезе и плесени	1.0 2.0	30 15	аэрозолей			

Примечание. 1-режимы обработки эффективны в отношении микобактерий туберкулеза...

Режимы в т.ч. применимы для обработки бактериальных фильтров.

²-плесени обычно находятся на пористых поверхностях, а также в местах, где предварительная очистка поверхностей не возможна. Если имеется возможность, перед проведением обработки необходимо провести тщательную механическую очистку поверхности, пораженной плесенью.

³-генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Режимы дезинфекции медицинских отходов, образующихся в ЛПУ, растворами средства «ФОРИМИКС-МИД».

иции, мин		ная, грибковая н), туберкулез²	МИН	30	20	10	06	09	30		09			09				09	09	00	30	09
Концентрация раствора, % по препара ту - время экспозиции, мин	Этиология инфекции	Бактериальная, вирусная, грибковая (Кандида, Трихофитон), туберкулез ²	% по препарату	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	3.0	смешивание с 3% рас-	твором средства в со-	отн. 1:2		смешивание с 3% раствором спетства в со-	отн. 1:2		смешивание с 3% рас-	твором средства в со- отн. 1:2	смешивание с 1.0% р-	ром в соотн. 1:1	100мл концентрата на	смешивание с 1.0% р-
аствора, % по п	Этиологи	ная, грибковая ы) ¹	МИН	30	15	10	09	30	15		30			30				30	30	J.O.	15	30
Концентрация р		Бактериальная, вирусная, грибковая $(\text{кандидозы})^1$	% по препарату	0.5	1.0	2.0	0.5	1.0	2.0	смешивание с 3%	раствором средства	в соотн. 1:2		смешивание с 3%	соотн. 1:2		смешивание с 3%	раствором средства в соотн. 1:2	смешивание с 0.5%	р-ром в соотн. 1:1	50мл концентрата на	смешивание с 0.5%
	Мотомите объебанительного обета	материал, оораоатываемого ооъекта, степень загрязненности объекта		our printed offermomical of IVM	имп однократного применения, из	металлов, стекла, пластмасс, резин.	0 7 7 7 7 7 7 2 2 9						Моча, жидкость после ополаскивания	зева.								
	Обрабатываемый	объект. Способ обработки.			Одноразовые предметы,	загрязненные биологи-	ческими жидкостями.	Погружение.		Биологические жидкости ³ . Тщательное перемешивание.												
		Š				-	<u> </u>	7							C							

09		90	90	30						
ром в соотн. 1:1 смешивание с 3% раствором средства в со-	отн. 1:2	0.5	0.5	100мл концентрата на 1л						
30		30	30	15						
р-ром в соотн. 1:1 смешивание с 3% раствором средства в	соотн. 1:2	0.25	0.25	50мл концентрата на 1л						
Органы, ткани и т.п.		Емкости простой конструкции из пла- стиков, металлов и других гладких не- пористых материалов, в т.ч. имеющие видимые загрязнения.	Емкости простой конструкции из пла- стиков, металлов и других материалов, в т.ч. имеющие видимые загрязнения.	Водный раствор, содержащий остаточные количества химических компонентов средств «ФОРИЗИМ (энзим-ПАВ)», а также растворы средств «ФОРИМИКС (триамин)», «ФОРИ-МИКС-ЛАЙТ (ЧАС)», «ФОРИМИКС-ОКСИ», «ФОРИСТИЛ (триамин)» и «ФОРИ-СТИЛ-ЛАЙТ (ЧАС)»						
Патологоанатомические 3 отходы, органические	операционные отходы	Сборники отходов клас- са А,Б и В многоразово- го использования, не имеющие контакта с биологическими жидко- стями ⁴ . <i>Протирание, орошение</i> или погружение.	Надворные установки, помойные и мусорные ящики. <i>Протирание, орошение.</i>	Отработанные, потенци- ально инфицированные рабочие растворы средств «ФОРИ- ЗИМ(энзим+ПАВ)», а также растворы средств «ФОРИМИКС (триа- мин)», «ФОРИМИКС- ЛАЙТ (ЧАС)», «ФО- РИМИКС-ФОРТЕ», «ФОРИСТИЛ (триа- мин)» и «ФОРИСТИЛ- ЛАЙТ (ЧАС)», исполь- зуемые для очисток, не совмещенных с дезин- фекцией. Промывные воды, обра- зующиеся при работе со средствами при прове-						

дении очисток ИМН, не совмещенных с дезин-фекцией в один этап. <i>Тщательное перемеши-</i>

Примечание. ¹-для отходов класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.7290-10; ²-для отходов класса В в соответствии с СанПиН 2.1.7.7290-10;

³- виды биологических жидкостей приведены в соответствии с СП 1.3.2322-08.
⁴- дезинфекция сборников отходов класса А и Б проводится по режимам бактериальной и вирусной инфекции, сборников отходов класса В по режиму туберкулеза.

Таблица 10.

Рекомендуемые этапы обработки <u>ИМН</u> растворами средства «ФОРИМИКС-МИД» в зависимости от

материалов их изготовления, конструкционных особенностей и степени загрязненности

		ИМН, имеюш	ие видимые за-	ИМН, не имеющие видимых			
		гряз	нения	загрязнений			
		ИМН из глад-	ИМН из пори-	имн из	ИМН из пори-		
$N_{\underline{0}}$	Этапы обработки	ких материа-	стых материа-	гладких ма-	стых материа-		
		лов.	лов. Конструк-	териалов.	лов. Кон-		
		ИМН простой	ционно-	ИМН простой	струкционно-		
		конструкции	сложные ИМН	конструкции	сложные ИМН		
1	Предварительная очистка	+	+	-	+		
2	Предварительная дезинфекция	+	+	+	+		
3	Предстерилизацион- ная/окончательная очистка	+	+	+	+		

Примечание. 1 – «+» - проводится этап обработки, «-» нет необходимости в проведении данного этапа.

Таблица 11.

Режимы предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (в т.ч. и лабораторий), хирургических, микрохирургических, стоматологических, гинекологических инструментов; жестких, гибких эндоскопов и инструментов к ним, а также элементов конструкционно-сложных аппаратов и приборов

растворами средства «ФОРИМИКС-МИД».

Ручной способ

№	Обрабатываемый объект. Способ обработки.	Материал, обрабатываемого объекта, степень загрязненности объе	при испо	выдержкользован раствора препар	ии рабо- 1 ^{2,3,4,5} рату)	
	Chocoo copacorkii.	екта	0.25	0.5	1.0 2.0 3.0	
	Изделия медицинского назначения; лабораторная посуда и прочие предметы лабораторий. Погружение 1.	Предметы из гладких, непористых материалов (металл, стекло, полимерные материалы, пластики). Предметы простой конструкции, не имеющие каналов, полостей, пористых поверхностей, а также замковых частей.	10	10	5	
1	Хирургические, микро- хирургические, стомато- логические, гинекологи- ческие инструменты. Погружение ¹ . Инструменты к эндоскопам. Погружение ¹ .	Предметы из пористых материалов (резина и др. полимерные материалы), качественная очистка которых не возможна или сомнительна. Предметы сложной конструкции, имеющие каналы, полости, пористые поверхности, замковые части.	15	15	10	
2	Гибкие эндоскопы. <i>Погружение¹.</i>	Конструкционно-сложные изделия из термолабильных материалов, имеющие каналы, полости, замковые части.	5	5	5	
3	Жесткие эндоскопы. <i>Погружение¹.</i>	Конструкционно-сложные изделия из металлов, имеющих каналы, полости, замковые части.	5	5	5	

Продолжение таблицы 11.

	Элементы конструкцион- но-сложных аппаратов и	Предметы из гладких, непористых материалов (металл, стекло, полимерные материалы, пластики). Предметы простой конструкции, не имеющие каналов, полостей, пористых поверхностей, а также замковых частей.	5	5	5
4	приборов, нуждающихся в разборке. Погружение ¹ .	Предметы из пористых материалов (резина и др. полимерные материалы), качественная очистка которых не возможна или сомнительна. Предметы сложной конструкции, имеющие каналы, полости, пористые поверхности, замковые части.	10	10	10

Примечание. 1 — подробный перечень предметов, а также методология их обработки приведены в п.1.4 и п.3.4.9.

² – Рабочие растворы средства можно применять для предварительной очистки способом погружения, многократно в течение срока, не превышающего 1 сутки, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

³ – Рабочие растворы средства можно применять способом погружения для предстерилизационной очистки, проводимой после проведения очистки и/или предварительной дезинфекции многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

 $^{^4}$ – 0.5%, 1.0%, 2.0%, 3.0% рабочие растворы средства можно применять способом погружения для предстерилизационной очистки, совмещенной с предварительной дезинфекцией в один этап. 0.25%-й рабочий раствор применяют только для проведения предварительной и предстерилизационной очисток.

⁵ - при проведении очистки ИМН время экспозиции постоянно и не зависит от концентрации рабочего раствора. Критериями выбора той или иной концентрации рабочего раствора являются - концентрация, используемая на стадии предварительной дезинфекции (в случае совмещения с ПСО в один этап), а также экономическая целесообразность (при проведении предварительной очистки).

Таблица 12.

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения (в т.ч. и лабораторий), хирургических, микрохирургических, стоматологических, гинекологических инструментов; жестких, гибких эндоскопов и инструментов к ним, а также элементов конструкционно-сложных аппаратов и приборов растворами средства «ФОРИМИКС-МИД»

Ручной способ

№	Обрабатываемый объект ¹ . Способ обработки.	Материал, обрабатываемого объекта, степень загрязненности объекта	дозы) циях	оусных, альных тубер-	Дезинфенпри вировактериа (включая кулез ⁵) и ковых (казы, дермии) инфинтрация (по препарату) 2,3,4,0%	русных, льных тубер- и гриб- андидо- иатофи-
1	Изделия медицинского назначения; лабораторная посуда и прочие предметы лабораторий. Погружение Хирургические, микрохирургические, стоматологические, гинекологические инструменты. Оттиски, зубопротезные заготовки. Погружение Инструменты к эндоскопам. Погружение	Предметы из гладких, непористых материалов (металл, стекло, полимерные материалы, пластики). Предметы простой конструкции, не имеющие каналов, полостей, пористых поверхностей, а также замковых частей. Предметы из пористых материалов (резина и др. полимерные материалы), качественная очистка которых не возможна или сомнительна. Предметы сложной конструкции, имеющие каналы, полости, пористые поверхности, замковые части.		30 15 10 60 30 15	1.0 2.0 3.0 3.0	30 20 10 60 30 15
2	Гибкие эндоскопы. Погружение	Конструкционно-сложные изделия из термолабильных материалов, имеющие каналы, полости, замковые части.	1.0 2.0	15 10	2.0 3.0	20 10
3	Жесткие эндоскопы. Погружение	Конструкционно-сложные изделия из металлов, имеющих каналы, полости, замковые части.	1.0 2.0	15 10	2.0 3.0	20 10

Продолжение таблицы 12.

		Предметы из гладких, непористых				
		материалов (металл, стекло, по-		• •	1.0	• •
		лимерные материалы, пластики).	0.5	30	1.0	30
		Предметы простой конструкции,	1.0	15	2.0	20
		не имеющие каналов, полостей,	2.0	10	3.0	10
	Элементы конструкцион-	пористых поверхностей, а также				
	но-сложных аппаратов и	замковых частей.				
4	приборов, нуждающихся	Предметы из пористых материа-				
-	в разборке.	лов (резина и др. полимерные ма-				
		териалы), качественная очистка				
	Погружение	которых не возможна или сомни-	0.5	60	1.0	60
		тельна.	1.0	30	2.0	30
		Предметы сложной конструкции,	2.0	15	3.0	15
		имеющие каналы, полости, пори-				
		стые поверхности, замковые ча-				
		сти.				

Примечание. 1 — подробный перечень предметов, а также методология их обработки приведены в п.3.4.9.

² — Рабочие растворы средства можно применять для предварительной дезинфекции способом погружения, многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

³ – Рабочие растворы средства можно применять для предварительной дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой в один этап, в этом случае к очистке изделий (в том же растворе) приступают немедленно после окончания дезинфекционной выдержки (см. таблицу 13).

⁴ – Рабочие растворы средства, применяемые для терминальной дезинфекции полукритических предметов, во избежание перекрестной передачи инфекции применяют однократно.

⁵ – тестировано на *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium tuberculosis*.

Таблица 13.

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой в один этап, изделий медицинского назначения (в т.ч. и лабораторий), хирургических, микрохирургических, стоматологических, гинекологических инструментов; жестких, гибких эндоскопов и инструментов к ним, а также элементов конструкционно-сложных аппаратов и приборов растворами средства «ФОРИМИКС-МИД»

Ручной способ (суммарная таблица).

<u> 1 учной спосоо (суммирния тиолици).</u>							
Конструкция							
	Концентрация (по	Время					
7111111, 17111	препарату), %	выдержки, мин					
тельная очисті	κa^{l} .						
Простая	В соответствии	с таблицей 11.					
Сложная	В соответствии	с таблицей 11.					
терилизационн	ой/окончательной очи	есткой.					
Пиостоя	D соотпототрууу	a ma 6 myyy a w 12					
Простая	в соответствии	с таолицеи 12.					
	В соответствии с таблицей 12.						
Сложная							
Простоя	D						
Простая	В соответствии с таблицей 11.						
Сложная	В соответствии	с таблицей 11.					
ние питьевой в	одой.						
Любая	-	3					
еионизированно	й водой (в случае необ	ходимости).					
Птобол		Не регламенти-					
Kauorit	_	руется					
чика ИМН.							
Пюбая							
люоая	_	_					
	Конструкция ИМН, тип тельная очисти Простая Сложная Сложная Сложная Сложная Сложная Сложная Сложная Сложная Сложная Сложная	Конструкция ИМН, тип мельная очистка Простая В соответствии об препарату), % терилизационной/окончательной очи Простая В соответствии об проставительной очи простая В соответствии об проставительной очи простая В соответствии об проставительной очи простави об простави об проставительной очи проставитель					

Примечание. 1 – время экспозиции и концентрацию рабочего раствора для проведения очисток различных типов ИМН берут таблицы 11.

 $^{^{2}}$ – время экспозиции и концентрацию рабочего раствора для проведения дезинфекции различных типов ИМН берут из таблицы 12.

 $^{^{3}}$ – в случае проведения ПСО, совмещенной с дезинфекцией в один этап, к очистке приступают сразу после окончания дезинфекционной выдержки.

Таблица 14.

Режимы предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (в т.ч. и лабораторий), хирургических, микрохирургических, стоматологических, гинекологических инструментов; жестких, гибких эндоскопов и инструментов к ним, а также элементов конструкционно-сложных аппаратов и приборов растворами средства «ФОРИМИКС-МИД».

<u>Механизированный способ (УЗО)</u>

Š	Обрабатываемый объект ¹ . Способ обработки.	Материал, обрабатываемого объекта, степень за- грязненности объекта	Частота УЗ- ванны ⁵ ,	Темпе- ратура обра-	Время лири исп- чего (%, 1	Время выдержки (мин.) при использовании рабочего раствора ^{2,3,4} (%, по препарату)	1 (мин.) ии рабо- а ^{2,3,4} ату)
			кГц		0.25	0.5	1.0
			70±7±7±	18-22	5	5	5
	Изделия медицинского назначе-	предметы из гладких, непористых материалов (ме-	20≖2КI Ц	35-40	5	5	5
	ния; лабораторная посуда и про-	Талл, стекло, полимерные материалы, пластики).	25±2m	18-22	5	5	5
	чие предметы лабораторий.	предметы простой конструкции, не имеющие кана-	ээ≖скі ц	35-40	3	3	3
	Погружение	лов, полостси, пориства повераностси, а также	15.10m	18-22	3	3	3
_	Хирургические, микрохирургиче-	Samuella racien.	4.3±2.К1 Ц	35-40	3	3	3
-	ские, стоматологические, гинеко-	Д	70±2±4	18-22	10	10	10
	логические инструменты.	предметы из пористых материалов (резина и др.	ZU±ZKI Щ	35-40	10	10	10
	Погружение	nomarphaic marchaanal), kayeetaehaa oynetka ko-	2.5±2m	18-22	7	7	7
	Инструменты к эндоскопам.	торых не возможна или сомнительна.	ээ≖скі ц	35-40	5	5	5
	Погружение	попости повисти в поверхности замковне пости	15±2±2±	18-22	5	5	5
		полости, пористые повераности, замковые части.	43±∠KI Ц	35-40	5	5	5
	Тибив эппочопи	Конструкционно-сложные изделия из термолабиль-	Только для разрешенных к УЗ обработке де-	я разреш	енных к	УЗ обраб	отке де-
7	толис эндослопы.	ных материалов, имеющие каналы, полости, замко- талей. По режимам пункта №1, только при ча-	талей. По р	ежимам 1	пункта М	е́1, только	о при ча-
	110еружение	вые части.		стотах	стотах выше 35кГц.	кГц.	
			35±2mTn	18-22	7	7	7
7	Жесткие эндоскопы.	Конструкционно-сложные изделия из металлов,	ЭЭ∸2M Ц	35-40	5	5	5
)	Погружение	имеющих каналы, полости, замковые части.	15+2vTu	18-22	5	5	5
			17-7-СР П	35-40	5	5	5

Продолжение таблицы 14.

2	3	3	3	7	5	5	5
							-
5	3	3	3	7	5	5	5
5	3	3	3	7	5	5	5
18-22	35-40	18-22	35-40	18-22	35-40	18-22	35-40
2 5⊥2mTrr	33∓2КІ Ц		45±2кГц	2 5 ± 0 ± 0	33±2KI Ц		45±2кГц
Предметы из гладких, непористых материалов (ме-	талл, стекло, полимерные материалы, пластики).	Предметы простой конструкции, не имеющие кана-	лов, полостей, пористых поверхностей, а также замковых частей.	Предметы из пористых материалов (резина и др.	полимерные материалы), качественная очистка ко-	торых не возможна или сомнительна.	Предметы сложной конструкции, имеющие каналы, 45±2кГц полости, пористые поверхности, замковые части.
			Элементы конструкционно- сложных аппаратов и приборов,	нуждающихся в разборке.	Погружение		
				† 			

Рабочие растворы средства можно применять для предварительной очистки способом погружения, многократно в течение срока, не пре-Примечание. — подробный перечень предметов, а также методология их обработки приведены в п.3.4.9. При обработке конструкционносложных предметов ультразвуковой обработке подвергают только предметы, разрешенные производителем для ультразвуковой обработки.

вышающего 1 сутки, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение Рабочие растворы средства можно применять способом погружения для предстерилизационной очистки, проводимой после проведения раствора и т.п.) раствор следует заменить.

 4 — 0.25% только для проведения предварительной и предстерилизационной очисток, не совмещенных с дезинфекцией в один этап. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

очистки и/или предварительной дезинфекции многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился.

⁵ — Частота очистки - 20±2кГц применяется только для грубой предварительной очистки изделий медицинского назначения

 $^{6}-$ температура в процессе обработки должна поддерживаться ультразвуковой ванной.

Таблица 15.

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой изделий медицинского назначения (в т.ч. и лабораторий), хирургических, микрохирургических, стоматологических, гинекологических инструментов; жестких, гибких эндоскопов и инструментов к ним, а также элементов конструкционно-сложных аппаратов и приборов растворами средства «ФОРИМИКС-МИЦ»

<u>Механизированный способ (УЗО)</u>

T	T	
ия при ви- ихтериаль- чая тубер- эибковых 1, дермато- ифекциях Выдерж- ки, мин	15	30
Дезинфекция при ви- русных, бактериаль- ных (включая тубер- кулез) и грибковых (кандидозы, дермато- фитии) инфекциях Концен- трация (по выдерж- преца- ки, мин	2.0	2.0
ия при актери- оме ту- и гриб- цидозы) иях Время вы-	10 5	15
Дезинфекция при вирусных, бактери-альных (кроме туберкулеза) и гриб-ковых (кандидозы) инфекциях Концен- Время трация (по вы-препа-препа- держ-	0.5	0.5
Температура обработки 5 , 0 С	от 18-22 до 35-40	от 18-22 до 35-40
Частота УЗ- ванны ⁴ , кГц	от 35±2кГц до 45±2кГц	от 35±2кГц до 45±2кГц
Обрабатываемый объект. Материал, обрабатываемого объек- Способ обработки. та, степень загрязненности объекта	Предметы из гладких, непористых материалов (металл, стекло, полимерные материалы, пластики). Предметы простой конструкции, не имеющие каналов, полостей, пористых поверхностей, а также замковых частей.	Предметы из пористых материалов (резина и др. полимерные материалы), качественная очистка которых не возможна или сомнительна. Предметы сложной конструкции, имеющие каналы, полости, пористые поверхности, замковые части.
	Изделия медицинского назначения; лабораторная посуда и прочие предметы лабораторий. Погружение Хирургические, микрохи-	рурі пческие, стоматоло- гические, гинекологиче- ские инструменты. Погружение пам. Погружение
S	-	-

Продолжение таблицы 15.

Ги	Гибкие эндоскопы. <i>Погружение</i>	Конструкционно-сложные изделия из термолабильных материалов, имеющие каналы, полости, замковые части.	Только	Только для разрешенных к УЗ обработке деталей. По режимам пункта №1, только при частотах выше 35кГц.	ных к УЗ обр	аботке де стотах вь	талей. По ре ппе 35кГц.	жимам
Жест	Жесткие эндоскопы. <i>Погружение</i>	Конструкционно-сложные изделия из металлов, имеющих каналы, полости, замковые части.	от 35±2кГц до 45±2кГц	от 18-22 до 35-40	0.5	10	2.0	15
Элемен	Элементы конструкцион- но-сложных аппаратов и	Предметы из гладких, непористых материалов (металл, стекло, полимерные материалы, пластики). Предметы простой конструкции, не имеющие каналов, полостей, пористых поверхностей, а также замковых частей.	от 35±2кГц до 45±2кГц	от 18-22 до 35-40	0.5	10	2.0	15
proope I	приооров, нуждающихся в разборке. <i>Погружение</i>	Предметы из пористых материалов (резина и др. полимерные материалы), качественная очистка которых не возможна или сомнительна. Предметы сложной конструкции, имеющие каналы, полости, пористые поверхности, замковые части.	от 35±2кГц до 45±2кГц	от 18-22 до 35-40	0.5	10	2.0	15

Примечание. 1 — подробный перечень предметов, а также методология их обработки приведены в п.3.4.9. При обработке конструкционно-сложных предметов ультразвуковой обработке подвергают только предметы, разрешенные производителем для ультразвуковой обработки.

² – Рабочие растворы средства можно применять для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой способом погружения, многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

 Рабочие растворы средства, применяемые для терминальной дезинфекции полукритических предметов, во избежание перекрестной передачи инфекции применят однократно.

⁴ – Применяют любую частоту очистки в указанном диапазоне.

⁵ — Применяют любую температуру очистки в указанном диапазоне. Температура в процессе обработки должна поддерживаться ультразвуковой ванной.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- **4.1.** К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, страдающие аллергическими заболеваниями, беременные женщины и кормящие матери.
- 4.2. Средства индивидуальной защиты.

Общие требования к СИЗ персонала.

Перед тем как приступать к процедуре очистки ИМН наденьте пару перчаток из химически стойких материалов, в т.ч. обеспечивающих защиту от патогенных микроорганизмов — нитрила, каучука, латекса, поливинилхлорида, неопрена или др. Оденьте защитный полиэтиленовый (или из другого полимерного материала) фартук для предотвращения попадания загрязненных жидкостей на одежду. Если обрабатываются предметы большого размера, то возможно образование брызг или аэрозолей, в этом случае необходимо иметь средства защиты глаз (очки или лицевой экран).

<u>Средства защиты кожных покровов:</u> всегда используйте химически стойкие перчатки, обеспечивающие адекватную защиту от щелочных моющих агентов, а также от патогенных микроорганизмов. Всегда используйте защитные халаты или другую спецодежду.

<u>Средства защиты глаз:</u> используйте очки или лицевые маски, обеспечивающие защиту от брызг химических дезинфектантов, а также от брызг жидкостей, содержащих патогенные микроорганизмы.

<u>Средства защиты органов дыхания:</u> используйте подходящие фильтрующие маски, обеспечивающие защиту от паров химических дезинфектантов (при использовании способом орошения), а также патогенных микроорганизмов (в случае возможного появления организмов в воздухе, передающихся воздушно-капельным путем).

После работы вымыть лицо и руки с мылом.

- 4.3. Дезинфекцию объектов способами протирания, погружения и замачивания можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.
- **4.4.** Обработку объектов растворами средства способом орошения проводить в отсутствии пациентов и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «В») и глаз (герметичными очками).
- **4.5.** Емкости с рабочими растворами средства для дезинфекции изделий медицинского назначения должны быть плотно закрыты крышками.
- **4.6.** Не смешивать средство «ФОРИМИКС-МИД» с другими дезинфицирующими средствами
- **4.7.** По окончании работ со средством способом орошения помещение необходимо проветрить.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

Средство «ФОРИМИКС-МИД» мало опасное, но при применении способом орошения и при неосторожном приготовлении его растворов при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность). В связи с вышеуказанным необходимо предпринимать следующие действия.

- **5.1.** При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут или 2% раствором соды, затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. Если Вы носите контактные линзы, то снимите их после 5 минут с начала обработки и после этого продолжите промывку глаз. При необходимости обратиться к врачу.
- **5.2.** При попадании средства на одежду или кожу. Снимите загрязненную одежду. Ополосните кожу, немедленно, с большим количеством воды в течение 10-15 минут.
- 5.3. При появлении признаков раздражения органов дыхания вывести пострадавшего на

свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначить полоскание или тепловлажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при поражении гортани – режим молчания и питье теплого молока с содой, боржоми. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При случайном попадании средства в желудок всегда необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Никогда не вызывайте рвоту и не давайте что-либо проглатывать человеку, находящемуся бессознательном состоянии или бьющемуся в конвульсиях. Если человек в сознании, дайте ему 2 или 3 стакана воды. Попадание жидкости в легкие в течение приема или рвоты может вызвать серьезные поражения легких или смерть. Если рвота происходит спонтанно, держите голову ниже бедер, чтобы предотвратить попадание жидкости в легкие. При попадании средства в желудок обязательно обратитесь к врачу!

6. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

Дезинфицирующее средство «ФОРИМИКС-МИД» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 20°С, водородный показатель (рН) средства, массовая доля ПГМГ и массовая доля ЧАС (суммарно).

Контролируемые показатели и нормы по каждому из них представлены в **таблице 16**. **Таблица 16**.

Показатели качества дезинфицирующего средства «ФОРИМИКС-МИД».

No	Наименование показателя	Норма	Метод испытания
п/п		1	, ,
1	Внешний вид, цвет и запах	Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета с запахом	п.6.2.
		отдушки	
2	Плотность при 20^{0} С, г/см ³	1.00±0.05	п.6.3.
3	Показатель активности водородных	8.0±0.5	п.6.4.
	ионов средства, рН	0.0=0.5	11.0.1.
4	Массовая доля N,N-дидецил-N-метил- поли (оксиэтил) аммоний пропионат (ЧАС), N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – суммарно, %	25.5±1.5	п.6.5
5	Массовая доля ПГМГ, %	2.0±0.2	п.6.6

6.2. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид средства «ФОРИМИКС-МИД» определяют визуально; запах оценивают органолептически в соответствии с требованиями ГОСТ 14618.0. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

6.3. Определение плотности при 20^{0} С.

Плотность при 20° С измеряют в соответствии с ГОСТ 18995.1.

6.4. Определение показателя активности водородных ионов, рН средства.

6.4.1. Аппаратура, реактивы, материалы:

рН-метр любой марки с погрешностью не более 0,1.

Стакан стеклянный по ГОСТ 25336-82 вместимостью 50 см^3 .

6.4.2. Проведение испытаний.

В стакан наливают средство (объемом 30-40 см³) и измеряют рН средства с помощью рН-метра согласно инструкции к нему.

6.5. Определение массовой доли масса N,N-дидецил-N-метил-поли (оксиэтил) аммояний пропионата (ЧАС), N,N-дидецилдиметиламмоний хлорида, алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС суммарно).

6.5.1. Средства измерения, реактивы и растворы.

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-3-2-25-0.1

Колба Кн 1-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Хлороформ по ГОСТ 20015.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-64; 0.004 н. водный раствор.

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99% производства фирмы "Мерк" (Германия) или реактив аналогичной квалификации по действующей нормативной документации; 0.004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.5.2. Подготовка к анализу.

6.5.2.1. Приготовление растворов индикатора, цетилпиридиний хлорида и додецилсульфата натрия.

- А) Для получения раствора индикатора в мерную колбу вместимостью 1 дм³ вносят 30 см³ 0.1% водного раствора метиленового синего, 7.0 см³ концентрированной серной кислоты,
- 110 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1 дм³.
- Б) 0.004 н. раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением навески 0.143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятой с точностью до 0.0002 г, в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см³ с доведением объема воды до метки.
- В) 0.004 н. раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0.116 г додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см^3 с доведением объема воды до метки.
- **6.5.2.2.** Определение поправочного коэффициента 0.004 н. раствора додецилсульфата натрия.

В колбе вместимостью 250 см³ к 10 см³ раствора додецилсульфата натрия определяют 40 см³ дистиллированной воды, затем 20 см³ раствора индикатора и 15 см³ хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

6.5.3. Проведение анализа.

Навеску анализируемой пробы от 0.5 до 0.7 г, взятую с точностью до 0.0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см³ в дистиллированной воде с доведением объема воды до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см³ вносят 5 см³ раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см³ дистиллированной воды, 20 см³ раствора индикатора и 15 см³ хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют приготовленным раствором средства «ФОРИМИКС-МИД» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обеспвечивания нижнего слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

6.5.4. Обработка результатов.

Массовую долю ЧАС (Х) в процентах вычисляют по формуле :

$$X = \frac{0,00158 \cdot V \cdot K \cdot 100}{V_1 \cdot m} 100$$

где 0.00158-средняя масса N,N-дидецил-N-метил-поли (оксиэтил) аммоний пропионата (ЧАС) , N,N-дидецилдиметиламмоний хлорида, алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая $1~{\rm cm}^3$ раствора додецилсульфата натрия точно $C(C_{12}H_{25}SO_4Na)$ = $0.004~{\rm monb/дm}^3$ ($0.004~{\rm h.}$), г;

V-объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С $(C_{12}H_{25}SO_4Na)=0.004$ моль/дм³ (0.004 н.), 5 см³;

К-поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С $(C_{12}H_{25}SO_4Na)=0.004$ моль/дм³ (0.004 н.);

100-коэффициент разведения анализируемой пробы;

 V_1 -объем раствора средства «ФОРИМИКС-МИД», израсходованный на титрование, см³; m- масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0.3%

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа \pm 4.0% при доверительной вероятности P=0.95.

6.6. Определение массовой доли полигексаметиленгуанидин гидрохлорида

6.6.1. Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные любой марки, обеспечивающие измерение массы с погрешностью не более 0,0002 г.

Фотоколориметр КФК-2 или другой марки с аналогичными метрологическими характеристиками.

Колбы мерные 2-25-2, 2-100-2 по ГОСТ 1770-90.

Пипетки 4-1-0,1, 4-1-1, 6-1-5, 6-1-10 по ГОСТ 20292-74.

Стандартный образец полигексаметиленгуанидин гидрохлорида РОО ИЭТП с содержанием основного вещества не менее 99,0%.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99% производства фирмы "Мерк" (Германия) или реактив аналогичной квалификации по действующей нормативной документации.

Эозин Н (индикатор) по ТУ 6-09-183-73; водный раствор с массовой долей 0,05%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.6.2. Подготовка к анализу

6.6.2.1. Приготовление раствора красителя (эозина Н)

Раствор красителя готовят растворением 50 мг эозина в 100 см3 дистиллированной воды. Используют свежеприготовленный раствор.

6.6.2.2. Приготовление основного градуировочного раствора

Навеску стандартного образца полигексаметиленгуанидин гидрохлорида массой 0,100 г, взятую с точностью до 0,0002 г количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в дистиллированной воде с доведением объема водой до метки.

Затем 1 см3 полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, добавляют навеску 0,013г цетилпиридиний хлорида1-водного, взятую с точностью до 0,0002 г, добавляют воду дистиллированную на 2/3 объема колбы, перемешивают до полного растворения навески и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки.

6.6.3. Построение калибровочного графика.

Из основного градуировочного раствора готовят рабочие градуировочные растворы с концентрацией 0,1;0,2;0,3;0,4 мкг/см³. Для этого в мерную колбу вместимостью 100 мл к 1,2,3,4 см³ основного градуировочного раствора прибавляют дистиллированную воду до 10 см³, т.е. 9,8,7,6 см³ соответственно и по 4 см³ раствора эозина Н. Объем содержимого колб доводят до метки дистиллированной водой.

После перемешивания все эти растворы фотометрируют относительно образца сравнения. Образец сравнения готовят в мерной колбе вместимостью 100 мл прибавлением к $10~{\rm cm}^3$ дистиллированной воды $4{\rm cm}^3$ раствора эозина H и последующим доведением объема дистиллированной водой до $100~{\rm cm}^3$.

Концентрация полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в фотометрируемых градуировочных образцах 0,1, 0,2, 0,3 и 0,4 мкг/см³. Определение оптической плотности выполняют через 5-7 минут после внесения в пробу красителя при длине волны 540 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 50 мм.

С использованием результатов фотометрирования рабочих градуировочных растворов строят калибровочный график, на оси абсцисс которого откладывают значения концентраций, на оси ординат — величины оптической плотности. График прямолинеен в интервале концентраций от $0.1 \, \text{мкг/cm}^3$ до $0.4 \, \text{мкг/cm}^3$.

6.6.4. Проведение анализа

Навеску анализируемого средства от 0.15 г до 0.25 г, взятую с точностью до 0.0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³ и растворяют в дистиллированной воде с доведением объема водой до метки (раствор 1).

 1 см^3 раствора $1 \text{ вносят в мерную колбу вместимостью } 100 \text{ см}^3$ и доводят объем водой до метки (раствор 2).

10 см³ раствора 2 переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, прибавляют 4 см³ раствора эозина H, доводят объем водой до метки и через 5-7 минут определяют оптическую плотность относительно образца сравнения, приготовление которого описано в п. 6.6.3. По калибровочному графику находят концентрацию полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в анализируемых пробах.

Для повышения точности процедуры построения калибровочного графика и определения оптической плотности растворов анализируемого образца проводят параллельно.

6.6.5. Обработка результатов

Массовую долю полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{C \cdot P \cdot 100}{m \cdot 1000000} = \frac{C \cdot 2.5}{m}$$

где C — содержание полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, обнаруженное по калибровочному графику в фотометрируемой пробе средства, мкг/см³;

P – разведение равное 25000;

т – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение равное 0,3%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа $\pm 6\%$ при довери-

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

- **7.1.** Транспортировка средства «ФОРИМИКС-МИД» производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность продукта и тары.
- **7.2.** Хранить средство необходимо в закрытых емкостях производителя, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, в местах недоступных для посторонних лиц и животных, при температуре от $+05^{\circ}$ C до $+40^{\circ}$ C.